

Lyoplant[®]

Membrana reabsorbibile
de pericardio bovino



Aesculap


CONTRAINDICACIONES

Lyoplast[®] no se debe utilizar

- En áreas infectadas
- Para la sustitución mecánica de tejido conectivo (tendones)
- Para la sustitución de partes del sistema arterial o de las paredes del corazón
- En caso de hipersensibilidad a las proteínas de origen bovino

VENTAJAS

- Flujo hermético para evitar fugas
- Perfecta tolerancia de la piel
- Buenas calidades de moldeo
- Buenas propiedades elásticas



DESCRIPCIÓN

Lyoplast® es un implante de colágeno puro que se produce a partir de pericardio bovino. Este colágeno altamente purificado es conocido por su baja propensión a causar reacciones inmunológicas

Un proceso de liofilización controlada permite que la estructura de la fibra suelta de Lyoplast® se conserve para ofrecer las condiciones apropiadas para la integración después de la implantación .

| Tamaños | Contenido | Referencia |
|------------|-----------|------------|
| 1.5 x 3 cm | 2 piezas | 106 6102 |
| 4 x 5 cm | 2 piezas | 106 6064 |