







Material de recubrimiento VITA



VITA shade, VITA made.

VITA

VITAVM®13

Para el recubrimiento completo de estructuras metálicas con un valor CET convencional



Descripción del producto

La cerámica de feldespato VITA VM 13 ha sido diseñada para el recubrimiento de aleaciones con un CET convencional de entre 13,8 y 15,2, aproximadamente.

El valor CET y la temperatura de cocción de VITA VM 13 se han optimizado para su uso con aleaciones con un alto contenido de oro, aleaciones con un contenido reducido de oro, aleaciones con base de paladio y aleaciones sin metales nobles.

A las temperaturas de cocción indicadas para VITA VM13 es prácticamente imposible que se deformen las aleaciones.

VITA VM 13 está disponible en los colores VITA SYSTEM 3D-MASTER y VITA classical A1-D4.

Ventajas

- Excelente unión para obtener resultados seguros
- Propiedades de manipulación óptimas, tales como la excelente estabilidad, mínima tendencia a la contracción y elevada estabilidad de los ángulos durante la cocción
- Extraordinaria estabilidad de cocción, incluso tras varias cocciones
- Excelente facilidad de desbastado y pulido, sobre todo con la prótesis colocada in situ
- Cerámica de feldespato de estructura fina
- Superficies homogéneas y lisas
- Elevada similitud con el esmalte demostrada
- Oferta coordinada de masas adicionales para personalizar las prótesis
- Comportamiento de refracción y reflexión de la luz similar al del esmalte

Surtidos VITAVM® 13

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®



VITA VM 13 BASIC KIT

Surtido básico para la estratificación BASIC

Ref. BV13BK12V1 */ **

Cantidad	Contenido	Material
1	12 g	WASH OPAQUE WO
5	12 g	OPAQUE OP1-OP5
3	12 g	SUN OPAQUE SO1-SO3
26	12 g	BASE DENTINE 1M1-5M3
3	12 g	SUN DENTINE SD1-SD3
5	12 g	CHROMA PLUS CP1-CP5
2	12 g	ENAMEL ENL, END
1	12 g	NEUTRAL NT
1	12 g	WINDOW WIN
3	12 g	CORRECTIVE COR1-COR3
1	unidad	VITA MODISOL
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID
1	50 ml	VITA VM OPAQUE FLUID
1	envase	Bases de cocción G
1	envase	Soportes de cocción A + B + C
1	unidad	Indicador de color
1	unidad	VITA Toothguide 3D-MASTER
		Instrucciones de uso

* También disponible como BASIC KIT SMALL (ref. BV13BKS12V1) en los siguientes colores: 1M1, 1M2, 2M1, 2M2, 2M3, 3L1.5, 3L2.5, 3M1, 3M2, 3M3, 3R1.5, 3R2.5, 4M1, 4M2, 4M3, WO, OP1-OP4, CP1-CP5, COR1, NT, ENL, END, WIN, SD1-SD3, SO1-SO3
 ** También disponible en 26 colores con OPAQUE PASTE (ref. BV13BK12PV1) y con OPAQUE PASTE como BASIC KIT SMALL (ref. BV13BKS12PV1)



VITA VM 13 BUILD UP KIT

Surtido de ampliación para la estratificación BUILD UP

Ref. BV13BUK12 *

Cantidad	Contenido	Material
26	12 g	TRANSPA DENTINE 1M1-5M3
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID

* También disponible como BUILD UP KIT SMALL (ref. BV13BKS12) en los siguientes 15 colores: 1M1, 1M2, 2M1, 2M2, 2M3, 3L1.5, 3L2.5, 3M1, 3M2, 3M3, 3R1.5, 3R2.5, 4M1, 4M2, 4M3

VITA VM 13 BLEACHED COLOR KIT

Colores extremadamente luminosos para la reproducción de dientes blanqueados

ref. BV13BLK *

Cantidad	Contenido	Material
1	12 g	OPAQUE OPO
3	12 g	BASE DENTINE 0M1-0M3
3	12 g	TRANSPA DENTINE 0M1-0M3
1	12 g	ENAMEL ENL
1	12 g	NEUTRAL NT
1	12 g	WINDOW WIN
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID
1	50 ml	VITA VM OPAQUE FLUID
1	unidad	BLEACHED SHADE GUIDE SHADE GROUP 0M
		Instrucciones de uso

* También disponible con OPAQUE PASTE (ref. BV13BLKP)



VITA VM 13 ONE COLOR KIT 2M2

Surtido monocromo para las primeras pruebas

ref. BV13OCK2M2V2 */ **/ ***

Cantidad	Contenido	Material
1	12 g	WASH OPAQUE WO
1	12 g	OPAQUE OP3
1	12 g	BASE DENTINE 2M2
1	12 g	ENAMEL ENL
1	12 g	WINDOW
1	5 g	AKZENT Plus GLAZE
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID
1	50 ml	VITA VM OPAQUE FLUID
1	20 ml	AKZENT Plus POWDER FLUID
1	unidad	Varilla de colores
		Instrucciones de uso

* También disponible en 3M2 (ref. BV13OCK3M2V2)

** También disponible con OPAQUE PASTE en 2M2 (ref. BV13OCK2M2PV2)

*** También disponible con OPAQUE PASTE en 3M2 (ref. BV13OCK3M2PV2)



VITA VM 13 PROFESSIONAL KIT

Para añadir efectos y características naturales

ref. BV13PKV1 *

Cantidad	Contenido	Descripción
11	12 g	EFFECT CHROMA EC1-EC11
3	12 g	MAMELON MM1-MM3
3	12 g	EFFECT PEARL EP1-EP3
5	12 g	EFFECT OPAL EO1-EO5
11	12 g	EFFECT ENAMEL EE1-EE11
6	12 g	EFFECT LINER EL1-EL6
1	unidad	Guía de colores EFFECT ENAMEL
1	unidad	Guía de colores EFFECT OPAL
1	unidad	Guía de colores EFFECT CHROMA
1	unidad	Guía de colores EFFECT LINER

* También disponible como PROFESSIONAL KIT SMALL (ref. BV13PKS) en los siguientes 15 colores: EC1, EC4, EC6, EC8, EC9, MM2, EP1, EO2, EE1, EE3, EE7, EE8, EE9, EE10, EE11





VITA VM 13 GINGIVA KIT
Materiales gingivales de aspecto natural
ref. BV13GK *

Cantidad	Contenido	Material
5	12 g	GINGIVA G1-G5
2	12 g	GINGIVA OPAQUE GOL-GOD
1	unidad	Guía de colores GINGIVA

* También disponible con OPAQUE PASTE (Ref. BV13GKP)



VITA VM 13 MARGIN KIT
Para la configuración de hombros cerámicos
ref. BV13MK

Cantidad	Contenido	Material
6	12 g	MARGIN M1, M4, M5, M7, M8, M9
1	unidad	Guía de colores MARGIN



Documentación

Título	Denominación	Ref.
VITA VM 13	Instrucciones de uso	1180
VITA VM 13	Folleto	1229
VITA VM 13	Hoja de información	1561
VITA VM	Prospecto del sistema	1218
VITA VM Libro de motivación	Libro de fotografías (100 páginas)	W008 (sujeto a pago)

Productos VITAVM®13

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA VM 13 WASH OPAQUE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g
WO	B4525912	B4525950

VITA VM 13 WASH OPAQUE PASTE, 7 g

Denominación	Ref. 7 g
WO	B453597

VITA VM 13 OPAQUE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g
OP0	B4525012	-
OP1	B4525112	B4525150
OP2	B4525212	B4525250
OP3	B4525312	B4525350
OP4	B4525412	B4525450
OP5	B4525512	-

VITA VM 13 OPAQUE PASTE, 5 g

Denominación	Ref. 5 g
OP0	B453505
OP1	B453515
OP2	B453525
OP3	B453535
OP4	B453545
OP5	B453555

VITA VM 13 SUN OPAQUE, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
S01	B4529112
S02	B4529212
S03	B4529312

VITA VM 13 SUN OPAQUE Paste, 5 g

Denominación	Ref. 5 g
S01	B453915
S02	B453925
S03	B453935

VITA VM 13 SUN DENTINE, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
SD1	B4536112
SD2	B4536212
SD3	B4536312

VITA VM 13 BASE DENTINE, 12 g / 50 g / 250 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g	Asignación del esmalte
0M1	B4503112	B4503150	-	ENL
0M2	B4503212	B4503250	-	ENL
0M3	B4503312	B4503350	-	ENL
1M1	B4503412	B4503450	-	ENL
1M2	B4503512	B4503550	-	ENL
2L1.5	B4503612	B4503650	-	ENL
2L2.5	B4503712	B4503750	-	ENL
2M1	B4503812	B4503850	-	ENL
2M2	B4503912	B4503950	B45039250	ENL
2M3	B4504012	B4504050	B45040250	ENL
2R1.5	B4504112	B4504150	-	ENL
2R2.5	B4504212	B4504250	-	ENL
3L1.5	B4504312	B4504350	-	ENL
3L2.5	B4504412	B4504450	-	ENL
3M1	B4504512	B4504550	-	ENL
3M2	B4504612	B4504650	B45046250	ENL
3M3	B4504712	B4504750	B45047250	ENL
3R1.5	B4504812	B4504850	-	ENL
3R2.5	B4504912	B4504950	-	ENL
4L1.5	B4505012	B4505050	-	END
4L2.5	B4505112	B4505150	-	END
4M1	B4505212	B4505250	-	END
4M2	B4505312	B4505350	-	END
4M3	B4505412	B4505450	-	END
4R1.5	B4505512	B4505550	-	END
4R2.5	B4505612	B4505650	-	END
5M1	B4505712	B4505750	-	END
5M2	B4505812	B4505850	-	END
5M3	B4505912	B4505950	-	END

VITA VM 13 TRANSPA DENTINE, 12 g / 50 g / 250 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g	Asignación del esmalte
0M1	B4506112	B4506150	-	ENL
0M2	B4506212	B4506250	-	ENL
0M3	B4506312	B4506350	-	ENL
1M1	B4506412	B4506450	-	ENL
1M2	B4506512	B4506550	-	ENL
2L1.5	B4506612	B4506650	-	ENL
2L2.5	B4506712	B4506750	-	ENL
2M1	B4506812	B4506850	-	ENL
2M2	B4506912	B4506950	B45069250	ENL
2M3	B4507012	B4507050	B45070250	ENL
2R1.5	B4507112	B4507150	-	ENL
2R2.5	B4507212	B4507250	-	ENL
3L1.5	B4507312	B4507350	-	ENL
3L2.5	B4507412	B4507450	-	ENL
3M1	B4507512	B4507550	-	ENL
3M2	B4507612	B4507650	B45076250	ENL
3M3	B4507712	B4507750	B45077250	ENL
3R1.5	B4507812	B4507850	-	ENL
3R2.5	B4507912	B4507950	-	ENL
4L1.5	B4508012	B4508050	-	END
4L2.5	B4508112	B4508150	-	END
4M1	B4508212	B4508250	-	END
4M2	B4508312	B4508350	-	END
4M3	B4508412	B4508450	-	END
4R1.5	B4508512	B4508550	-	END
4R2.5	B4508612	B4508650	-	END
5M1	B4508712	B4508750	-	END
5M2	B4508812	B4508850	-	END
5M3	B4508912	B4508950	-	END

VITA VM 13 ENAMEL, 12 g / 50 g / 250 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
ENL	B4519112	B4519150	B45191250
END	B4519212	B4519250	B45192250

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VM 13 NEUTRAL, 12 g / 50 g / 250 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
NT	B4520112	B4520150	B45201250

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VM 13 WINDOW, 12 g / 50 g / 250 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
WIN	B4518112	B4518150	B45181250

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VM 13 COLOR OPAQUE, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
CO1	naranja	B4528112
CO2	marrón	B4528212
CO3	lila	B4528312

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VM 13 COLOR OPAQUE PASTE, 5 g

Denominación	Descripción	Ref. 5 g
CO1	naranja	B453815
CO2	marrón	B453825
CO3	lila	B453835

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VM 13 GINGIVA OPAQUE, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
GOL	rojo claro	B4527112
GOD	rojo oscuro	B4527312

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VM 13 GINGIVA OPAQUE PASTE, 5 g

Denominación	Descripción	Ref. 5 g
GOL	rojo claro	B453715
GOD	rojo oscuro	B453735

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VM 13 GINGIVA, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
G1	rosa antiguo	B4523112
G2	rosa anaranjado	B4523212
G3	rosa	B4523312
G4	rojo pardusco	B4523412
G5	negro rojizo	B4523512

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VM 13 MARGIN, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
M1	blanco	B4526112
M4	amarillo	B4526412
M5	ámbar	B4526512
M7	beige claro	B4526712
M8	marrón pastel	B4526812
M9	naranja claro	B4526912

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VM 13 EFFECT LINER, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
EL1	blanco	B4514112
EL2	beige	B4514212
EL3	marrón	B4514312
EL4	amarillo	B4514412
EL5	naranja	B4514512
EL6	amarillo verdoso	B4514612

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VM 13 CHROMA PLUS, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
CP1	marfil	B4524112
CP2	beige amarillento	B4524212
CP3	marrón anaranjado claro	B4524312
CP4	marrón	B4524412
CP5	verde pardusco	B4524512

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VM 13 EFFECT CHROMA, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
EC1	para efectos blanquecinos	B4512112
EC2	beige arena	B4512212
EC3	amarillo claro	B4512312
EC4	amarillo limón pálido	B4512412
EC5	naranja claro	B4512512
EC6	naranja	B4512612
EC7	rosa	B4512712
EC8	beige pardusco	B4512812
EC9	marrón	B4512912
EC10	verde pardusco	B4513012
EC11	verde grisáceo	B4513112

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VM 13 MAMELON, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
MM1	beige	B4516112
MM2	amarillo pardusco cálido	B4516212
MM3	naranja pálido	B4516312

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VM 13 EFFECT ENAMEL, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
EE1	blanquecino	B4509112
EE2	blanquecino translúcido	B4509212
EE3	rosa translúcido	B4509312
EE4	amarillento	B4509412
EE5	amarillento translúcido	B4509512
EE6	rojizo translúcido	B4509612
EE7	naranja translúcido	B4509712
EE8	rojo translúcido	B4509812
EE9	azulado translúcido	B4509912
EE10	azul	B4510012
EE11	gris	B4510112

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VM 13 EFFECT OPAL, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
E01	neutro	B4517112
E02	blanquecino	B4517212
E03	azulado	B4517312
E04	azul	B4517412
E05	violeta oscuro	B4517512

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VM 13 EFFECT PEARL, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
EP1	amarillo pastel	B4515112
EP2	naranja pastel	B4515212
EP3	rosado pastel	B4515312

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VM 13 CORRECTIVE, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
COR1	neutro	B4522112
COR2	beige	B4522212
COR3	marrón	B4522312

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VM 13 Medios de selección del color

Denominación	Descripción	Ref.
Indicador de color	Opaque, Sun Dentine, Base Dentine, Transpa Dentine, Enamel, Chroma Plus, Neutral, Window, Corrective, Color Opaque	B340
Guía de colores EFFECT OPAL	E01-E05	B413
Guía de colores EFFECT CHROMA	EC1-EC11	B414
Guía de colores EFFECT LINER	EL1-EL6, MM1-MM3	B415
Guía de colores EFFECT ENAMEL	EE1-EE11, EP1-EP3	B416
Guía de colores GINGIVA	G1-G5, GOL, GOD	B417
Guía de colores MARGIN	M1, M4, M5, M7, M8, M9	B418
Guía de colores PROFESSIONAL KIT SMALL	EC1, EC4, EC6, EC8, EC9, MM2, EP1, E02, EE1, EE3, EE7, EE8, EE9, EE10, EE11	B419
Guía de colores INDIVIDUAL	para plaquitas de color elaboradas individualmente	B423

VITA VM 13 Líquidos

Denominación	Descripción	Contenido	Ref.
VITA VM MODELLING LIQUID	Líquido de modelado estándar para obtener una elevada estabilidad durante la estratificación	50 ml	BML50N
VITA VM MODELLING LIQUID	Líquido de modelado estándar para obtener una elevada estabilidad durante la estratificación	250 ml	BML250N
VITA MODELLING FLUID	Líquido de modelado estándar para modelado de larga duración	50 ml	BMF50
VITA MODELLING FLUID	Líquido de modelado estándar para modelado de larga duración	250 ml	BMF250
VITA MODELLING FLUID RS	Líquido de modelado especial para modelado de larga duración	50 ml	BMFRS50
VITA MODELLING FLUID RS	Líquido de modelado especial para modelado de larga duración	250 ml	BMFRS250
VITA HIGH SILVER MODELLING LIQUID	Líquido anti-greening (anti-enverdecimiento) para aleaciones con un contenido de plata superior al 30%	50 ml	BHSM50
VITA VM PASTE FLUID	Para modificar la consistencia de OPAQUE PASTE y COLOR OPAQUE PASTE	15 ml	BPF15V1
VITA VM OPAQUE FLUID	Para el mezclado de opaque powder	50 ml	BVMOF50
VITA VM OPAQUE FLUID	Para el mezclado de opaque powder	250 ml	BVMOF250

Surtidos VITAVM® 13

Colores VITA classical A1-D4



VITA VM 13 BASIC KIT classical Surtido básico para la estratificación BASIC Ref. BV13BK12CV1 */ **

Cantidad	Contenido	Material
1	12 g	WASH OPAQUE WO
16	12 g	OPAQUE A1-D4
16	12 g	BASE DENTINE A1-D4
3	12 g	SUN DENTINE SD1-SD3
5	12 g	CHROMA PLUS CP1-CP5
2	12 g	ENAMEL ENL, END
1	12 g	NEUTRAL NT
1	12 g	WINDOW WIN
3	12 g	CORRECTIVE COR1-COR3
1	unidad	VITA MODISOL
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID
1	50 ml	VITA VM OPAQUE FLUID
1	envase	Bases de cocción G
1	envase	Soportes de cocción A + B + C
1	unidad	Indicador de color
1	unidad	Guía de colores VITA classical A1-D4
		Instrucciones de uso

* También disponible como BASIC KIT SMALL classical (ref. BV13BKS12CV1) en los siguientes colores: A1, A2, A3, A3.5, B3, D3, WO, CP1-CP5, COR1, NT, ENL, END, WIN, SD1-SD3

** También disponible en 16 colores con OPAQUE PASTE (ref. BV13BK12PCV1) y con OPAQUE PASTE como BASIC KIT SMALL classical (ref. BV13BKS12PCV1)

VITA VM 13 BUILD UP KIT classical

Surtido de ampliación para la estratificación BUILD UP

Ref. BV13BUK12C *

Cantidad	Contenido	Material
26	12 g	TRANSPA DENTINE A1-D4
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID

* También disponible como BUILD UP KIT SMALL classical (ref. BV13BUKS12C) en los siguientes 6 colores: A1, A2, A3, A3.5, B3, D3



VITA VM 13 CLASSICAL COLOR KIT

Surtido de ampliación para los usuarios de VITA VM 13

3D-MASTER*

ref. BV13CCK12 **

Cantidad	Contenido	Material
16	12 g	OPAQUE A1-D4
16	12 g	BASE DENTINE A1-D4
16	12 g	TRANSPA DENTINE A1-D4
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID
1	50 ml	VITA VM OPAQUE FLUID
1	unidad	Indicador de color
1	unidad	Guía de colores VITA classical A1-D4
		Instrucciones de uso

* Surtido para los clientes de VITA VM 13 SYSTEM 3D-MASTER que deseen ampliar su surtido actual con VITA classical A1-D4

** También disponible con OPAQUE PASTE (Ref. BV13CCK12P)



VITA VM 13 ONE COLOR KIT A2

Surtido monocromo para las primeras pruebas

ref. BV13OCKA2V2 */ **/ ***

Cantidad	Contenido	Material
1	12 g	WASH OPAQUE WO
1	12 g	OPAQUE A2
1	12 g	CHROMA PLUS CP2
1	12 g	CHROMA PLUS CP3
1	12 g	BASE DENTINE A3
1	12 g	ENAMEL ENL
1	12 g	WINDOW
1	5 g	AKZENT Plus GLAZE
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID
1	50 ml	VITA VM OPAQUE FLUID
1	20 ml	AKZENT Plus POWDER FLUID
1	unidad	Varilla de colores
		Instrucciones de uso

* También disponible con A3 (ref. BV13OCKA3V2)

** También disponible con OPAQUE PASTE en A2 (ref. BV13OCKA2PV2)

*** También disponible con OPAQUE PASTE en A3 (ref. BV13OCKA3PV2)



Productos VITAVM®13

Colores VITA classical A1-D4

VITA VM 13 WASH OPAQUE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g
WO	B4525912	B4525950

VITA VM 13 WASH OPAQUE PASTE, 7 g

Denominación	Ref. 7 g
WO	B453597

VITA VM 13 OPAQUE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g
A1	B4540112	B4540150
A2	B4540212	B4540250
A3	B4540312	B4540350
A3.5	B4540412	B4540450
A4	B4540512	B4540550
B1	B4540612	B4540650
B2	B4540712	B4540750
B3	B4540812	B4540850
B4	B4540912	B4540950
C1	B4541012	B4541050
C2	B4541112	B4541150
C3	B4541212	B4541250
C4	B4541312	B4541350
D2	B4541412	B4541450
D3	B4541512	B4541550
D4	B4541612	B4541650

VITA VM 13 OPAQUE PASTE, 5 g

Denominación	Ref. 5 g
A1	B453015
A2	B453025
A3	B453035
A3.5	B453045
A4	B453055
B1	B453065
B2	B453075
B3	B453085
B4	B453095
C1	B453105
C2	B453115
C3	B453125
C4	B453135
D2	B453145
D3	B453155
D4	B453165

VITA VM 13 BASE DENTINE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Asignación del esmalte
A1	B4543112	B4543150	ENL
A2	B4543212	B4543250	ENL
A3	B4543312	B4543350	ENL
A3.5	B4543412	B4543450	END
A4	B4543512	B4543550	END
B1	B4543612	B4543650	END
B2	B4543712	B4543750	END
B3	B4543812	B4543850	END
B4	B4543912	B4543950	END
C1	B4544012	B4544050	END
C2	B4544112	B4544150	END
C3	B4544212	B4544250	ENL
C4	B4544312	B4544350	ENL
D2	B4544412	B4544450	END
D3	B4544512	B4544550	END
D4	B4544612	B4544650	END

VITA VM 13 TRANSPA DENTINE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Asignación del esmalte
A1	B4545112	B4545150	ENL
A2	B4545212	B4545250	ENL
A3	B4545312	B4545350	ENL
A3.5	B4545412	B4545450	END
A4	B4545512	B4545550	END
B1	B4545612	B4545650	END
B2	B4545712	B4545750	END
B3	B4545812	B4545850	END
B4	B4545912	B4545950	END
C1	B4546012	B4546050	END
C2	B4546112	B4546150	END
C3	B4546212	B4546250	ENL
C4	B4546312	B4546350	ENL
D2	B4546412	B4546450	END
D3	B4546512	B4546550	END
D4	B4546612	B4546650	END

VITA VM 13 ENAMEL, 12 g / 50 g / 250 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
ENL	B4519112	B4519150	B45191250
END	B4519212	B4519250	B45192250

Para más materiales (utilizables para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4) véase VITA VM 13 3D-MASTER

VITA VM 13 Medios de selección del color

Denominación	Descripción	Ref.
Indicador de color	Opaque, Base Dentine, Transpa Dentine, Enamel, Chroma Plus, Neutral, Window, Corrective, Color Opaque	B341
Guía de colores EFFECT OPAL	EO1-EO5	B413
Guía de colores EFFECT CHROMA	EC1-EC11	B414
Guía de colores EFFECT LINER	EL1-EL6, MM1-MM3	B415
Guía de colores EFFECT ENAMEL	EE1-EE11, EP1-EP3	B416
Guía de colores GINGIVA	G1-G5, GOL, GOD	B417
Guía de colores MARGIN	M1, M4, M5, M7, M8, M9	B418
Guía de colores PROFESSIONAL KIT SMALL	EC1, EC4, EC6, EC8, EC9, MM2, EP1, E02, EE1, EE3, EE7, EE8, EE9, EE10, EE11	B419
Guía de colores INDIVIDUAL	Para confeccionar muestras de colores individuales	B423

VITA VM 13 Líquidos

Denominación	Descripción	Contenido	Ref.
VITA VM MODELLING LIQUID	Líquido de modelado estándar para obtener una elevada estabilidad durante la estratificación	50 ml	BML50N
VITA VM MODELLING LIQUID	Líquido de modelado estándar para obtener una elevada estabilidad durante la estratificación	250 ml	BML250N
VITA MODELLING FLUID	Líquido de modelado estándar para modelado de larga duración	50 ml	BMF50
VITA MODELLING FLUID	Líquido de modelado estándar para modelado de larga duración	250 ml	BMF250
VITA MODELLING FLUID RS	Líquido de modelado especial para modelado de larga duración	50 ml	BMFRS50
VITA MODELLING FLUID RS	Líquido de modelado especial para modelado de larga duración	250 ml	BMFRS250
VITA HIGH SILVER MODELLING LIQUID	Líquido anti-greening (anti-enverdecimiento) para aleaciones con un contenido de plata superior al 30%	50 ml	BHSML50
VITA VM PASTE FLUID	Para modificar la consistencia de OPAQUE PASTE y COLOR OPAQUE PASTE	15 ml	BPF15V1
VITA VM OPAQUE FLUID	Para el mezclado de opaque powder	50 ml	BVMOF50
VITA VM OPAQUE FLUID	Para el mezclado de opaque powder	250 ml	BVMOF250

VITA VMK Master®



Descripción del producto

VITA VMK Master es una cerámica de feldespato de recubrimiento para estructuras metálicas con un valor CET convencional de aleaciones con un contenido alto de oro, aleaciones con un contenido reducido de oro y aleaciones con base de paladio.

Gracias a su temperatura de cocción óptima y a sus propiedades fisicoquímicas, VITA VMK Master es especialmente idónea para el recubrimiento de estructuras sin metales nobles.

Ventajas

- Material comprometido con la seguridad y la estética.
- Propiedades de manipulación óptimas, tales como la mayor facilidad de modelado, la manipulación sencilla y la mínima tendencia a la contracción.
- Esquema clásico de estratificación dentina-zona incisal.
- Extensa oferta de materiales complementarios para la personalización.
- Restauraciones de gran valor estético gracias a los colores brillantes.
- Disponible en los colores VITA SYSTEM 3D-Master y VITA classical A1-D4

Surtidos VITA VMK Master®

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®



VITA VMK Master STANDARD SET 3D-MASTER

Surtido básico para la reproducción de los colores 3D-MASTER
Ref. BVMKSET3D *

Cantidad	Contenido	Material
1	12 g	WASH OPAQUE WO
5	12 g	OPAQUE OP1-OP5
26	12 g	OPAQUE DENTINE 1M1-5M3
26	12 g	DENTINE 1M1-5M3
2	12 g	ENAMEL EN1, EN3
1	12 g	TRANSLUCENT T4
1	12 g	WINDOW WIN
3	12 g	CERVICAL CE1-CE3
5	12 g	NECK N1-N5
2	12 g	CORRECTIVE COR1-COR3
1	50 ml	VITA MODELING FLUID
1	50 ml	VITA MODELING FLUID RS
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1	unidad	VITA Linearguide
1	unidad	Indicador de color 3D-MASTER
1	unidad	Guía de colores STANDARD
1	envase	Soportes de cocción A + B + C
1	envase	Bases de cocción G
1	unidad	VITA MODISOL
		Instrucciones de uso

* También disponible en 26 colores con OPAQUE PASTE (ref. BVMKSETP3D)



VITA VMK Master 10 COLOR SET 3D-MASTER

Surtido básico reducido con los 10 colores
3D-MASTER más comunes

Ref. BVMK10S3D *

Cantidad	Contenido	Material
1	12 g	WASH OPAQUE WO
4	12 g	OPAQUE OP1-OP4
10	12 g	OPAQUE DENTINE **
10	12 g	DENTINE **
2	12 g	ENAMEL EN1, EN3
1	12 g	TRANSLUCENT T4
1	12 g	WINDOW WIN
3	12 g	CERVICAL CE1-CE3
5	12 g	NECK N1-N5
2	12 g	CORRECTIVE COR1-COR3
1	50 ml	VITA MODELING FLUID
1	50 ml	VITA MODELING FLUID RS
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1	unidad	VITA Linearguide
1	unidad	Indicador de color 3D-MASTER
1	unidad	Guía de colores STANDARD
1	envase	Bases de cocción G
1	unidad	VITA MODISOL
		Instrucciones de uso

* También disponible con OPAQUE PASTE (ref. BVMK10SP3D)

** compuesto por 1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 2R2.5, 3L1.5, 3M1, 3M2, 3M3, 4M2

VITA VMK Master STARTER SET 3D-MASTER (2M2, 3M2)

Surtido de dos colores

ref. BVMKSS3D *

Cantidad	Contenido	Material
2	12 g	OPAQUE OP2, OP3
2	12 g	OPAQUE DENTINE 2M2, 3M2
2	12 g	DENTINE 2M2, 3M2
1	12 g	ENAMEL EN1
1	12 g	TRANSLUCENT T4
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1	unidad	Varilla de colores 2M2
1	unidad	Varilla de colores 3M2
		Instrucciones de uso

* También disponible con OPAQUE PASTE (Ref. BVMKSSP3D)



VITA VMK Master BLEACHED COLOR SET

Colores extremadamente luminosos para la reproducción de dientes blanqueados

ref. BVMKBCS *

Cantidad	Contenido	Material
1	12 g	OPAQUE OP0
3	12 g	OPAQUE DENTINE 0M1-0M3
3	12 g	DENTINE 0M1-0M3
1	12 g	ENAMEL EN1
1	12 g	TRANSLUCENT T4
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1	unidad	BLEACHED SHADE GUIDE SHADE GROUP 0M
		Instrucciones de uso

* También disponible con OPAQUE PASTE (ref. BVMKBCSP)



VITA VMK Master ONE COLOR KIT 2M2

Surtido monocromo para las primeras pruebas

Ref. BVMKOC2M2V1 *

Cantidad	Contenido	Material
1	12 g	OPAQUE OP2
1	12 g	OPAQUE DENTINE 2M2
1	12 g	DENTINE 2M2
1	12 g	ENAMEL EN1
1	12 g	TRANSLUCENT T4
1	5 g	AKZENT Plus GLAZE
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1	20 ml	AKZENT Plus POWDER FLUID
1	unidad	Varilla de colores
		Instrucciones de uso

* También disponible con 3M2 (ref. BVMKOC3M2V1)





VITA VMK Master ADDITIONAL SET
 Para añadir efectos y características naturales
 ref. BVMKAS

Cantidad	Contenido	Material
8	12 g	TRANSLUCENT T1-T8
8	12 g	DENTINE MODIFIER DM1-DM8
6	12 g	LUMINARY LM1-LM6
6	12 g	MARGIN MN, M1-M5
1	12 g	PEARL TRANSLUCENT PLT1
1	12 g	OPAL TRANSLUCENT OT1
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID
1	unidad	Guía de colores TRANSLUCENT
1	unidad	Guía de colores MARGIN / GINGIVA
1	unidad	Guía de colores DENTINE MODIFIER / LUMINARY



VITA VMK Master GINGIVA SET
 Materiales gingivales de aspecto natural
 ref. BVMKGS *

Cantidad	Contenido	Material
5	12 g	GINGIVA G1-G5
2	12 g	GINGIVA OPAQUE GOL-GOD
1	unidad	Guía de colores GINGIVA / MARGIN

* También disponible con OPAQUE PASTE (Ref. BVMKGSP)

Documentación

Título	Denominación	Ref.
VITA VMK Master	Instrucciones de uso	1645
VITA VMK Master	Folleto	1651
VITA VMK Master	Hoja de información	1653
VITA VMK Master	Rueda de combinaciones	1659M

Productos VITA VMK Master®
 Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA VMK Master WASH OPAQUE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g
WO	B4825912	B4825950

VITA VMK Master WASH OPAQUE PASTE, 7 g

Denominación	Ref. 7 g
WO	B483597

VITA VMK Master OPAQUE, 12 g / 50 g / 250 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
OP0	B4825012	B4825050	-
OP1	B4825112	B4825150	B48251250
OP2	B4825212	B4825250	B48252250
OP3	B4825312	B4825350	B48253250
OP4	B4825412	B4825450	-
OP5	B4825512	B4825550	-

VITA VMK Master OPAQUE PASTE, 5 g

Denominación	Ref. 5 g
OP0	B483505
OP1	B483515
OP2	B483525
OP3	B483535
OP4	B483545
OP5	B483555

VITA VMK Master OPAQUE DENTINE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g
OM1	B4806112	B4806150
OM2	B4806212	B4806250
OM3	B4806312	B4806350
1M1	B4806412	B4806450
1M2	B4806512	B4806550
2L1.5	B4806612	B4806650
2L2.5	B4806712	B4806750
2M1	B4806812	B4806850
2M2	B4806912	B4806950
2M3	B4807012	B4807050
2R1.5	B4807112	B4807150
2R2.5	B4807212	B4807250
3L1.5	B4807312	B4807350
3L2.5	B4807412	B4807450
3M1	B4807512	B4807550
3M2	B4807612	B4807650
3M3	B4807712	B4807750
3R1.5	B4807812	B4807850
3R2.5	B4807912	B4807950
4L1.5	B4808012	B4808050
4L2.5	B4808112	B4808150
4M1	B4808212	B4808250
4M2	B4808312	B4808350
4M3	B4808412	B4808450
4R1.5	B4808512	B4808550
4R2.5	B4808612	B4808650
5M1	B4808712	B4808750
5M2	B4808812	B4808850
5M3	B4808912	B4808950

VITA VMK Master DENTINE, 12 g / 50 g / 250 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g	Asignación del esmalte
0M1	B4803112	B4803150	-	EN1
0M2	B4803212	B4803250	-	EN1
0M3	B4803312	B4803350	-	EN1
1M1	B4803412	B4803450	B48034250	EN1
1M2	B4803512	B4803550	B48035250	EN1
2L1.5	B4803612	B4803650	B48036250	EN1
2L2.5	B4803712	B4803750	-	EN1
2M1	B4803812	B4803850	B48038250	EN1
2M2	B4803912	B4803950	B48039250	EN1
2M3	B4804012	B4804050	-	EN1
2R1.5	B4804112	B4804150	-	EN1
2R2.5	B4804212	B4804250	B48042250	EN1
3L1.5	B4804312	B4804350	-	EN1
3L2.5	B4804412	B4804450	-	EN1
3M1	B4804512	B4804550	-	EN1
3M2	B4804612	B4804650	B48046250	EN1
3M3	B4804712	B4804750	-	EN1
3R1.5	B4804812	B4804850	-	EN1
3R2.5	B4804912	B4804950	-	EN3
4L1.5	B4805012	B4805050	-	EN1
4L2.5	B4805112	B4805150	-	EN1
4M1	B4805212	B4805250	-	EN1
4M2	B4805312	B4805350	-	EN3
4M3	B4805412	B4805450	-	EN3
4R1.5	B4805512	B4805550	-	EN1
4R2.5	B4805612	B4805650	-	EN3
5M1	B4805712	B4805750	-	EN1
5M2	B4805812	B4805850	-	EN3
5M3	B4805912	B4805950	-	EN3

VITA VMK Master ENAMEL, 12 g / 50 g / 250 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
EN1	B4819112	B4819150	B48191250
EN2	B4819212	B4819250	B48192250
EN3	B4819312	B4819350	B48193250

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VMK Master WINDOW, 12 g / 50 g / 250 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
WIN	B4818112	B4818150	B48181250

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VMK Master GINGIVA OPAQUE, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
GOL	rojo claro	B4827112
GOD	rojo oscuro	B4827312

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VMK Master GINGIVA OPAQUE PASTE, 5 g

Denominación	Descripción	Ref. 5 g
GOL	rojo claro	B483715
GOD	rojo oscuro	B483735

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VMK Master GINGIVA, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
G1	rosa antiguo	B4823112
G2	rosa anaranjado	B4823212
G3	rosa	B4823312
G4	rojo pardusco	B4823412
G5	negro rojizo	B4823512

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VMK Master MARGIN, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
MN	neutro	B4826012
M1	blanco	B4826112
M2	beige	B4826212
M3	amarillo	B4826312
M4	Naranja-rojizo	B4826412
M5	marrón claro	B4826512

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VMK Master LUMINARY, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
LM1	blanco	B4814112
LM2	arena	B4814212
LM3	amarillo	B4814312
LM4	marrón-naranja claro	B4814412
LM5	marrón claro	B4814512
LM6	caquí claro	B4814612

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VMK Master DENTINE MODIFIER, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
DM1	blanco	B4812112
DM2	crema	B4812212
DM3	amarillo	B4812312
DM4	naranja	B4812412
DM5	rojizo	B4812512
DM6	pardusco-rojizo	B4812612
DM7	caquí	B4812712
DM8	gris	B4812812

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VMK Master CERVICAL, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
CE1	amarillo claro	B4820112
CE2	naranja claro	B4820212
CE3	amarillo dorado	B4820312

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VMK Master NECK, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
N1	beige	B4824112
N2	amarillo	B4824212
N3	amarillo-naranja	B4824212
N4	naranja	B4824212
N5	caquí	B4824212

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VMK Master TRANSLUCENT, 12 g / 50 g / 250 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
T1	blanquecino	B4809112	-	-
T2	amarillento-pardusco	B4809212	-	-
T3	rosa	B4809312	-	-
T4	neutro	B4809412	B4809450	B48094250
T5	azul claro	B4809512	-	-
T6	azul	B4809612	-	-
T7	gris	B4809712	-	-
T8	rojizo	B4809812	-	-

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VMK Master OPAL TRANSLUCENT, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
OT1	neutro	B4817112

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VMK Master PEARL TRANSLUCENT, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
PLT1	nácar-crema	B4815112

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VMK Master CORRECTIVE, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
COR1	neutro	B4822112
COR2	beige	B4822212

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VMK Master Medios de selección del color

Denominación	Descripción	Ref.
Indicador de color	Opaque, Opaque Dentine, Dentine, Enamel, Wash Opaque, Translucent T4, WIN	B343
Guía de colores TRANSLUCENT	T1-T8, OT1, PLT1	B431
Guía de colores MARGIN / GINGIVA	MN, M1-M5, G1-G5, GOL, GOD	B432
Guía de colores DENTINE MODIFIER / LUMINARY	DM1-DM8, LM1-LM6	B433
Guía de colores STANDARD	N1-N5, CE1-CE3, COR1, COR2	B434

VITA VMK Master Líquidos

Denominación	Descripción	Contenido	Ref.
VITA OPAQUE FLUID	Para el mezclado de opaque	50 ml	BOF50
VITA OPAQUE FLUID	Para el mezclado de opaque	250 ml	BOF250
VITA PASTE OPAQUE LIQUID	Para modificar la consistencia del opaquer en pasta	15 ml	BPOL15
VITA MODELLING FLUID	Líquido de modelado estándar para modelado de larga-duración	50 ml	BMF50
VITA MODELLING FLUID	Líquido de modelado estándar para modelado de larga-duración	250 ml	BMF250
VITA MODELLING FLUID RS	Líquido de modelado especial para modelado de larga duración	50 ml	BMFRS50
VITA MODELLING FLUID RS	Líquido de modelado especial para modelado de larga duración	250 ml	BMFRS250
VITA HIGH SILVER MODELLING LIQUID	Líquido anti-greening (anti-enverdecimiento) para aleaciones con un contenido de plata superior al 30%	50 ml	BHSM50

Surtidos VMK Master®

Colores VITA classical A1-D4

VITA VMK Master STANDARD SET classical

Surtido básico para la reproducción de los colores

VITA classical A1-D4

Ref. BVMKSETC *

Cantidad	Contenido	Material
1	12 g	WASH OPAQUE WO
16	12 g	OPAQUE A1-D4
16	12 g	OPAQUE DENTINE A1-D4
16	12 g	DENTINE A1-D4
2	12 g	ENAMEL EN1, EN2
1	12 g	TRANSLUCENT T4
1	12 g	WINDOW WIN
3	12 g	CERVICAL CE1-CE3
5	12 g	NECK N1-N5
2	12 g	CORRECTIVE COR1-COR2
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1	unidad	Indicador de color classical
1	unidad	Guía de colores STANDARD
1	unidad	Guía de colores VITA classical A1-D4
1	envase	Soportes de cocción A + B + C
1	envase	Bases de cocción G
1	unidad	VITA MODISOL
		Instrucciones de uso

* También disponible en 16 colores con OPAQUE PASTE (ref. BVMKSETPC)



VITA VMK Master STARTER SET classical (A2, A3)

Surtido de dos colores

ref. BVMKSSC *

Cantidad	Contenido	Material
2	12 g	OPAQUE A2, A3
2	12 g	OPAQUE DENTINE A2, A3
2	12 g	DENTINE A2, A3
1	12 g	ENAMEL EN1
1	12 g	TRANSLUCENT T4
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1	unidad	Varilla de colores A2
1	unidad	Varilla de colores A3
		Instrucciones de uso

* También disponible con OPAQUE PASTE (Ref. BVMKSSCP)





VITA VMK Master ONE COLOR KIT A2
Surtido monocromo para las primeras pruebas
Ref. BVMKCOCSA2V1 *

Cantidad	Contenido	Material
1	12 g	OPAQUE A2
1	12 g	OPAQUE DENTINE A2
1	12 g	DENTINE A2
1	12 g	ENAMEL EN1
1	12 g	TRANSLUCENT T4
1	5 g	AKZENT Plus GLAZE
1	50 ml	VITA MODELLING FLUID RS
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1	20 ml	AKZENT Plus POWDER FLUID
1	unidad	Varilla de colores
		Instrucciones de uso

* También disponible con A3 (ref. BVMKCOCSA3V1)

Productos VMK Master®

Colores VITA classical A1-D4

VITA VMK Master OPAQUE, 12 g / 50 g / 250 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
A1	B4840112	B4840150	B48401250
A2	B4840212	B4840250	B48402250
A3	B4840312	B4840350	B48403250
A3.5	B4840412	B4840450	-
A4	B4840512	B4840550	-
B1	B4840612	B4840650	-
B2	B4840712	B4840750	-
B3	B4840812	B4840850	-
B4	B4840912	B4840950	-
C1	B4841012	B4841050	-
C2	B4841112	B4841150	-
C3	B4841212	B4841250	-
C4	B4841312	B4841350	-
D2	B4841412	B4841450	-
D3	B4841512	B4841550	-
D4	B4841612	B4841650	-

VITA VMK Master OPAQUE PASTE, 5 g

Denominación	Ref. 5 g
A1	B483015
A2	B483025
A3	B483035
A3.5	B483045
A4	B483055
B1	B483065
B2	B483075
B3	B483085
B4	B483095
C1	B483105
C2	B483115
C3	B483125
C4	B483135
D2	B483145
D3	B483155
D4	B483165

VITA VMK Master OPAQUE DENTINE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g
A1	B4843112	B4843150
A2	B4843212	B4843250
A3	B4843312	B4843350
A3.5	B4843412	B4843450
A4	B4843512	B4843550
B1	B4843612	B4843650
B2	B4843712	B4843750
B3	B4843812	B4843850
B4	B4843912	B4843950
C1	B4844012	B4844050
C2	B4844112	B4844150
C3	B4844212	B4844250
C4	B4844312	B4844350
D2	B4844412	B4844450
D3	B4844512	B4844550
D4	B4844612	B4844650

VITA VMK Master DENTINE, 12 g / 50 g / 250 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g	Asignación del esmalte
A1	B4845112	B4845150	B48451250	EN1
A2	B4845212	B4845250	B48452250	EN1
A3	B4845312	B4845350	B48453250	EN1
A3.5	B4845412	B4845450	B48454250	EN2
A4	B4845512	B4845550	-	EN2
B1	B4845612	B4845650	B48456250	EN2
B2	B4845712	B4845750	B48457250	EN2
B3	B4845812	B4845850	-	EN2
B4	B4845912	B4845950	-	EN2
C1	B4846012	B4846050	B48460250	EN2
C2	B4846112	B4846150	B48461250	EN2
C3	B4846212	B4846250	B48462250	EN1
C4	B4846312	B4846350	-	EN1
D2	B4846412	B4846450	B48464250	EN2
D3	B4846512	B4846550	-	EN2
D4	B4846612	B4846650	-	EN2

VITA VMK Master ENAMEL, 12 g / 50 g / 250 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
EN1	B4819112	B4819150	B48191250
EN2	B4819212	B4819250	B48192250
EN3	B4819312	B4819350	B48193250

Para más materiales (utilizables para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4) véase VITA VMK Master 3D-MASTER

VITA VMK Master Medios de selección del color

Denominación	Descripción	Ref.
Indicador de color	Opaque, Opaque Dentine, Dentine, Enamel, Wash Opaque, Translucent T4, WIN	B342
Guía de colores TRANSLUCENT	T1-T8, OT1, PLT1	B431
Guía de colores MARGIN / GINGIVA	MN, M1-M5, G1-G5, GOL, GOD	B432
Guía de colores DENTINE MODIFIER / LUMINARY	DM1-DM8, LM1-LM6	B433
Guía de colores STANDARD	N1-N5, CE1-CE3, COR1, COR2	B434

VITA VMK Master Líquidos

Denominación	Descripción	Contenido	Ref.
VITA OPAQUE FLUID	Para el mezclado de OPAQUE	50 ml	BOF50
VITA OPAQUE FLUID	Para el mezclado de OPAQUE	250 ml	BOF250
VITA PASTE OPAQUE LIQUID	Para modificar la consistencia del opáquer en pasta	15 ml	BPOL15
VITA MODELLING FLUID	Líquido de modelado estándar para modelado de larga duración	50 ml	BMF50
VITA MODELLING FLUID	Líquido de modelado estándar para modelado de larga duración	250 ml	BMF250
VITA MODELLING FLUID RS	Líquido de modelado especial para modelado de larga duración	50 ml	BMFRS50
VITA MODELLING FLUID RS	Líquido de modelado especial para modelado de larga duración	250 ml	BMFRS250
VITA HIGH SILVER MODELLING LIQUID	Líquido anti-greening (anti-enverdecimiento) para aleaciones con un contenido de plata superior al 30%	50 ml	BHSML50

VITA TITANKERAMIK



Descripción del producto

El coeficiente de expansión térmica (CET) y las propiedades físicas de VITA TITANKERAMIK están ajustados exactamente al titanio.

Gracias a la composición óptima de los materiales, el protésico dental obtiene colores brillantes en el sistema VITA 3D-MASTER.

Los materiales complementarios del Master Kit ofrecen todas las posibilidades para alcanzar unos resultados estéticamente atractivos.

Disponible en los Colores del VITA SYSTEM 3D-MASTER y VITA classical A1-D4.

Surtidos VITA TITANKERAMIK

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®



VITA TITANKERAMIK STANDARD SET 3D-MASTER

Surtido básico para la reproducción de los colores 3D-MASTER
Ref. BTSET123DV1

Cantidad	Contenido	Material
1	7 g	PASTE BONDER BON
5	12 g	OPAQUE OP1-OP5
26	12 g	OPAQUE DENTINE 1M1-5M3
26	12 g	DENTINE 1M1-5M3
2	12 g	ENAMEL EN2, EN4
1	12 g	TRANSLUCENT T4
1	12 g	WINDOW WIN
1	50 ml	VITA MODELING FLUID
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1	15 ml	VITA PASTE OPAQUE LIQUID
1	unidad	Pincel plano, para PASTE OPAQUE
1	unidad	Espátula de amasar, plástico, para PASTE OPAQUE
1	envase	Soportes de cocción A + B
1	envase	Bases de cocción G
1	unidad	VITA Toothguide 3D-MASTER
		Instrucciones de uso



VITA TITANKERAMIK STARTER KIT 2M2

Surtido monocromo para las primeras pruebas
ref. BTKITS2M2 *

Cantidad	Contenido	Material
1	7 g	PASTE BONDER BON
1	12 g	OPAQUE OP2
1	12 g	OPAQUE DENTINE 2M2
1	12 g	DENTINE 2M2
1	12 g	ENAMEL EN2
1	12 g	TRANSLUCENT T4
1	50 ml	VITA MODELING FLUID
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1	15 ml	VITA PASTE OPAQUE LIQUID
1	unidad	Pincel plano, para PASTE OPAQUE
1	unidad	Espátula de amasar, plástico, para PASTE OPAQUE
1	unidad	Varillas de colores
		Instrucciones de uso

* También disponible en 3M2 (ref. BTKITS3M2V1)

VITA TITANKERAMIK MASTER KIT

Surtido complementario

Ref. BTKITV1 *

Cantidad	Contenido	Material
8	12 g	COLOR OPAQUE C01-C08
6	12 g	TRANSLUCENT T1-T6
4	12 g	CERVICAL CE1-CE4
7	12 g	MARGIN MARN, MAR1-MAR6
10	12 g	INTENSIVE IN1-IN10
2	12 g	GINGIVA G1-G2
1	Stück	Guía de colores TRANSLUCENT
1	Stück	Guía de colores MARGIN
1	Stück	Guía de colores INTENSIVE

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4



Documentación

Título	Denominación	Ref.
VITA TITANKERAMIK	Instrucciones de uso	858

Productos VITA TITANKERAMIK

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA TITANKERAMIK BONDER, 7,5 g *

Denominación	Ref. 7,5 g
BON	B200075

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA TITANKERAMIK PASTE BONDER, 7 g *

Denominación	Ref. 7 g
BON	B22007

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA TITANKERAMIK OPAQUE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g
OP1	B2501012	B2501050
OP2	B2502012	B2502050
OP3	B2503012	B2503050
OP4	B2504012	B2504050
OP5	B2505012N	-

VITA TITANKERAMIK OPAQUE DENTINE, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
1M1	B233112
1M2	B233212
2L1.5	B233312
2L2.5	B233412
2M1	B233512
2M2	B233612
2M3	B233712
2R1.5	B233812
2R2.5	B233912
3L1.5	B234012
3L2.5	B234112
3M1	B234212
3M2	B234312
3M3	B234412
3R1.5	B234512
3R2.5	B234612
4L1.5	B234712
4L2.5	B234812
4M1	B234912
4M2	B235012
4M3	B235112
4R1.5	B235212
4R2.5	B235312
5M1	B235412
5M2	B235512
5M3	B235612

VITA TITANKERAMIK DENTINE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Asignación del esmalte
1M1	B236112	B236150	EN2
1M2	B236212	B236250	EN2
2L1.5	B236312	-	EN2
2L2.5	B236412	-	EN2
2M1	B236512	B236550	EN2
2M2	B236612	B236650	EN2
2M3	B236712	B236750	EN2
2R1.5	B236812	-	EN2
2R2.5	B236912	-	EN2
3L1.5	B237012	B237050	EN2
3L2.5	B237112	B237150	EN2
3M1	B237212	B237250	EN2
3M2	B237312	B237350	EN2
3M3	B237412	B237450	EN2
3R1.5	B237512	B237550	EN2
3R2.5	B237612	B237650	EN2
4L1.5	B237712	-	EN4
4L2.5	B237812	-	EN4
4M1	B237912	B237950	EN4
4M2	B238012	B238050	EN4
4M3	B238112	B238150	EN4
4R1.5	B238212	-	EN4
4R2.5	B238312	-	EN4
5M1	B238412	-	EN4
5M2	B238512	-	EN4
5M3	B238612	-	EN4

VITA TITANKERAMIK ENAMEL, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g
EN1	B207112	B207150
EN2	B207212	B207250
EN3	B207312	B207350
EN4	B207412	B207450

VITA TITANKERAMIK WINDOW, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
WIN	Material transparente	B212212

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical

VITA TITANKERAMIK COLOR OPAQUE, 12 g */**

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
CO1	marrón grisáceo	B202112
CO2	ocre	B202212
CO3	blanco	B202312
CO4	lila	B202412
CO5	gris	B202512
CO6	rosa	B202612
CO7	marrón claro	B202712
CO8	marrón oscuro	B202812

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

** producto descatálogo, sólo hasta fin de existencias

VITA TITANKERAMIK GINGIVA, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
G1	rosa claro	B214112
G2	rosa oscuro	B214212

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA TITANKERAMIK MARGIN, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
MARN	blanco	B260012
MAR1	beige claro	B260112
MAR2	beige oscuro	B260212
MAR3	beige amarillento claro	B260312
MAR4	beige amarillento	B260412
MAR5	marrón anaranjado	B260512
MAR6	beige pardusco	B260612

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA TITANKERAMIK CERVICAL, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
CE1	naranja claro	B209112
CE2	amarillo claro	B209212
CE3	amarillo dorado	B209312
CE4	neutro	B209412

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA TITANKERAMIK TRANSLUCENT, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g	Ref. 50 g
T1	blanquecino translúcido	B208112	-
T2	amarillento translúcido	B208212	-
T3	naranja translúcido	B208312	-
T4	neutro translúcido	B208412	B208450
T5	azul claro translúcido	B208512	-
T6	azul translúcido	B208612	-

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA TITANKERAMIK INTENSIVE, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
IN1	beige arena	B211112
IN2	beige amarillento	B211212
IN3	amarillo trigo	B211312
IN4	amarillo claro	B211412
IN5	ocre	B211512
IN6	naranja	B211612
IN7	naranja llama	B211712
IN8	gris pardusco	B211812
IN9	azul grisáceo	B211912
IN10	blanco	B212012

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA TITANKERAMIK Medios de selección del color

Denominación	Descripción	Ref.
Indicador de color	Opaque, Opaque Dentine, Dentine, Enamel, Translucent, Window	B264
Guía de colores TRANSLUCENT	T1-T6, WIN, CE1-CE4	B274T
Guía de colores MARGIN	MARN, MAR1-MAR6, C01-C08	B274M
Guía de colores INTENSIVE	IN1-IN10, G1-G2	B274IN
Guía de colores INDIVIDUAL	Para confeccionar muestras de colores individuales	B423

VITA TITANKERAMIK Líquidos

Denominación	Descripción	Contenido	Ref.
VITA MODELLING FLUID	Líquido de modelado estándar	50 ml	BMF50
VITA MODELLING FLUID	Líquido de modelado estándar	250 ml	BMF250
VITA PASTE OPAQUE LIQUID	Para modificar la consistencia del opaquer y bonder en pasta	15 ml	BPOL15
VITA OPAQUE FLUID	Para mezclar los opaquer y los bonder	50 ml	BOF50
VITA OPAQUE FLUID	Para mezclar los opaquer y los bonder	250 ml	BOF250

Surtidos VITA TITANKERAMIK

Colores VITA classical A1-D4



VITA TITANKERAMIK STANDARD SET classical Surtido básico para la reproducción de los colores VITA classical A1-D4 Ref. BTSET12V2

Cantidad	Contenido	Material
1	7 g	PASTE BONDER BON
16	12 g	OPAQUE A1-D4
16	12 g	OPAQUE DENTINE A1-D4
16	12 g	DENTINE A1-D4
4	12 g	ENAMEL EN1-EN4
1	12 g	TRANSLUCENT T4
1	12 g	WINDOW WIN
1	50 ml	VITA MODELING FLUID
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1	15 ml	VITA PASTE OPAQUE LIQUID
1	unidad	Pincel plano, para PASTE OPAQUE
1	unidad	Espátula de amasar, plástico, para PASTE OPAQUE
1	envase	Soportes de cocción A + B
1	envase	Bases de cocción G
1	unidad	Guía de colores VITA classical A1-D4
		Instrucciones de uso

VITA TITANKERAMIK STARTER KIT A2

Surtido monocromo para las primeras pruebas

ref. BTKITSA2 *

Cantidad	Contenido	Material
1	7 g	PASTE BONDER BON
1	12 g	OPAQUE A2
1	12 g	OPAQUE DENTINE A2
1	12 g	DENTINE A2
1	12 g	ENAMEL EN2
1	12 g	TRANSLUCENT T4
1	50 ml	VITA MODELING FLUID
1	50 ml	VITA OPAQUE FLUID
1	15 ml	VITA PASTE OPAQUE LIQUID
1	unidad	Pincel plano, para PASTE OPAQUE
1	unidad	Espátula de amasar, plástico, para PASTE OPAQUE
1	unidad	Varillas de colores
		Instrucciones de uso



* También disponible en A3 (ref. BTKITSA3V1)

Productos VITA TITANKERAMIK

Colores VITA classical A1-D4

VITA TITANKERAMIK BONDER, 7,5 g *

Denominación	Ref. 7,5 g
BON	B200075

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA TITANKERAMIK PASTE BONDER, 7 g *

Denominación	Ref. 7 g
BON	B22007

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA TITANKERAMIK OPAQUE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g
A1	B200112	B200150
A2	B200212	B200250
A3	B200312	B200350
A3.5	B200412	B200450
A4	B200512	-
B1	B200612	-
B2	B200712	-
B3	B200812	B200850
B4	B200912	-
C1	B201012	-
C2	B201112	-
C3	B201212	-
C4	B201312	-
D2	B201412	-
D3	B201512	B201550
D4	B201612	-

VITA TITANKERAMIK OPAQUE DENTINE, 12 g

Denominación	Ref. 12 g
A1	B203112
A2	B203212
A3	B203312
A3.5	B203412
A4	B203512
B1	B203612
B2	B203712
B3	B203812
B4	B203912
C1	B204012
C2	B204112
C3	B204212
C4	B204312
D2	B204412
D3	B204512
D4	B204612

VITA TITANKERAMIK DENTINE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Asignación del esmalte
A1	B205112	B205150	EN2
A2	B205212	B205250	EN2
A3	B205312	B205350	EN2
A3.5	B205412	B205450	EN4
A4	B205512	-	EN4
B1	B205612	B205650 *	EN1
B2	B205712	-	EN1
B3	B205812	B205850	EN2
B4	B205912	-	EN2
C1	B206012	-	EN2
C2	B206112	B206150 *	EN2
C3	B206212	B206250 *	EN2
C4	B206312	-	EN3
D2	B206412	-	EN2
D3	B206512	B206550	EN4
D4	B206612	-	EN4

* producto descatalogado, sólo hasta fin de existencias

VITA TITANKERAMIK ENAMEL, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g
EN1	B207112	B207150
EN2	B207212	B207250
EN3	B207312	B207350
EN4	B207412	B207450

Para más materiales (utilizables para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4) véase VITA TITANKERAMIK 3D-MASTER

VITA TITANKERAMIK Medios de selección del color

Denominación	Descripción	Ref.
Indicador de color	Opaque, Opaque Dentine, Dentine, Enamel, Translucent, Window	B288
Guía de colores TRANSLUCENT	T1-T6, WIN, CE1-CE4	B274T
Guía de colores MARGIN	MARN, MAR1-MAR6, C01-C08	B274M
Guía de colores INTENSIVE	IN1-IN10, G1-G2	B274IN
Guía de colores INDIVIDUAL	Para confeccionar muestras de colores individuales	B423

VITA TITANKERAMIK Líquidos

Denominación	Descripción	Contenido	Ref.
VITA MODELLING FLUID	Líquido de modelado estándar	50 ml	BMF50
VITA MODELLING FLUID	Líquido de modelado estándar	250 ml	BMF250
VITA PASTE OPAQUE LIQUID	Para modificar la consistencia del opaquer y bonder en pasta	15 ml	BPOL15
VITA OPAQUE FLUID	Para mezclar los opaquer y los bonder	50 ml	BOF50
VITA OPAQUE FLUID	Para mezclar los opaquer y los bonder	250 ml	BOF250

VITAVM®7

Cerámica de estructura fina para materiales de estructura de cerámica sin metal con un CET entre 7,2 y 7,9.



Descripción del producto

VITA VM 7 se ha desarrollado como cerámica especial de recubrimiento con estructura fina para materiales de estructura de cerámica sin metal con un valor CET situado entre 7,2 y 7,9 (p. ej. VITA In-Ceram ALUMINA, SPINELL, ZIRCONIA, así como para los VITA In-Ceram AL).

Al igual que todos los materiales de la gama VITAVM, VITAVM 7 se caracteriza por un comportamiento de refracción y reflexión de la luz similar al del esmalte. Los materiales complementarios fluorescentes y opalescentes permiten conseguir resultados muy personalizados y de alto valor estético.

Un estudio, realizado por Giordano en la Goldman School of Dental Medicine de la Universidad de Boston, comparó la abrasión de diferentes materiales cerámicos con la del esmalte dental natural.

En este estudio, VITA VM 7 obtuvo los mejores resultados de todas las cerámicas examinadas, con unos valores casi idénticos a los del esmalte natural, gracias a su estructura fina.

Disponible exclusivamente en los Colores del VITA SYSTEM 3D-MASTER.

Ventajas

- propiedades de manipulación óptimas, tales como la estabilidad y la facilidad de modelado
- excelente facilidad de tallado y pulido, sobre todo con la prótesis colocada en la boca
- superficies homogéneas y lisas
- similitud con el esmalte demostrada
- Extraordinaria estabilidad de cocción, incluso tras varias cocciones
- oferta afinada de materiales complementarios para personalizar las prótesis
- compatible con los materiales VITA Plus AKZENT y VITA INTERNO

VITAVM[®]7 Surtidos

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER[®]

VITA VM 7 BASIC KIT

Surtido básico para la estratificación BASIC

Ref. BV7BK12N *

Cantidad	Contenido	Material
26	12 g	BASE DENTINE 1M1-5M3
3	12 g	CHROMA PLUS CP2, CP3, CP4
2	12 g	ENAMEL ENL, END
1	12 g	NEUTRAL NT
1	12 g	WINDOW WIN
3	12 g	EFFECT LINER EL2, EL3, EL4
3	12 g	CORRECTIVE COR1, COR2, COR3
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID
1	paquete	Bases de cocción G
1	paquete	Algodones de soporte de cocción
1	unidad	Lápiz VITA MODISOL
1	unidad	Indicador de color
1	unidad	Guía de colores VITA Toothguide 3D-MASTER
		Instrucciones de uso

* También disponible como BASIC KIT SMALL (Ref. BV7BKS12N) en los siguientes colores: 1M1, 1M2, 2M1, 2M2, 2M3, 3L1.5, 3L2.5, 3M1, 3M2, 3M3, 3R1.5, 3R2.5, 4M1, 4M2, 4M3, CP2-CP4, ENL, END, NT, WIN, EL2-EL4, COR1



VITA VM 7 BUILD UP KIT

Surtido de ampliación para la estratificación BUILD UP

Ref. BV7BUK12 *

Cantidad	Contenido	Material
26	12 g	TRANSPA DENTINE 1M1-5M3
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID

* También disponible como BUILD UP KIT SMALL (Ref. BV7BUKS12) en los 15 colores siguientes: 1M1, 1M2, 2M1, 2M2, 2M3, 3L1.5, 3L2.5, 3M1, 3M2, 3M3, 3R1.5, 3R2.5, 4M1, 4M2, 4M3



VITA VM 7 BLEACHED COLOR KIT

Colores extremadamente luminosos para la reproducción de dientes blanqueados

Ref. BV7BLK

Cantidad	Contenido	Material
3	12 g	BASE DENTINE OM1, OM2, OM3
3	12 g	TRANSPA DENTINE OM1, OM2, OM3
1	12 g	ENAMEL LIGHT ENL
1	12 g	NEUTRAL NT
1	12 g	WINDOW WIN
1	12 g	EFFECT LINER EL1
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID
1	unidad	BLEACHED SHADE GUIDE Shade Group OM
		Instrucciones de uso





VITA VM 7 ONE COLOR KIT 2M2
Surtido monocromo para las primeras pruebas
Ref. BV70CK2M2V2*

Cantidad	Contenido	Material
1	12 g	BASE DENTINE 2M2
1	12 g	ENAMEL ENL
1	12 g	WINWOW WIN
1	5 g	AKZENT Plus GLAZE
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID
1	20 ml	AKZENT Plus POWDER FLUID
1	unidad	Varilla de colores
		Instrucciones de uso

* También disponible con 3M2 (ref. BV70CK3M2V2)



VITA VM 7 PROFESSIONAL KIT
Para añadir efectos y características naturales
Ref. BV7PKV1 *

Cantidad	Contenido	Material
11	12 g	EFFECT CHROMA EC1-EC11
3	12 g	MAMELON MM1-MM3
3	12 g	EFFECT PEARL EP1-EP3
5	12 g	EFFECT OPAL EO1-EO5
11	12 g	EFFECT ENAMEL EE1-EE11
6	12 g	EFFECT LINER EL1- EL6
1	unidad	Guía de colores EFFECT ENAMEL
1	unidad	Guía de colores EFFECT OPAL
1	unidad	Guía de colores EFFECT CHROMA
1	unidad	Guía de colores EFFECT LINER

* También disponible como PROFESSIONAL KIT SMALL (Ref. BV7PKS) en los siguientes 15 colores: EC1, EC4, EC6, EC8, EC9, MM2, EP1, EO2, EE1, EE3, EE7, EE8, EE9, EE10, EE11



VITA VM 7 GINGIVA KIT
Materiales gingivales de aspecto natural
Ref. BV7GK

Cantidad	Contenido	Material
5	12 g	GINGIVA G1-G5
1	unidad	Guía de colores GINGIVA

VITA VM 7 MARGIN KIT

Sólo para pequeñas correcciones en la zona marginal
Ref. BV7MK

Cantidad	Contenido	Material
6	12 g	MARGIN M1, M4, M5, M7, M8, M9
1	unidad	Guía de colores MARGIN



Documentación

Título	Denominación	Ref.
VITA VM 7	Instrucciones de uso	1110
VITA VM 7	Encarte	1226
VITA VM	Prospecto del sistema	1218
Cerámica de recubrimiento totalmente vítrea de dos fases	Separata	1177
VITA VM Libro de motivación	Libro de fotografías (100 páginas)	W008 (sujeto a pago)



Productos VITAVM®7

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA VM 7 BASE DENTINE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Asignación del esmalte
0M1	B4103112	-	ENL
0M2	B4103212	-	ENL
0M3	B4103312	-	ENL
1M1	B4103412	B4103450	ENL
1M2	B4103512	B4103550	ENL
2L1.5	B4103612	-	ENL
2L2.5	B4103712	-	ENL
2M1	B4103812	B4103850	ENL
2M2	B4103912	B4103950	ENL
2M3	B4104012	B4104050	ENL
2R1.5	B4104112	-	ENL
2R2.5	B4104212	-	ENL
3L1.5	B4104312	B4104350	ENL
3L2.5	B4104412	B4104450	ENL
3M1	B4104512	B4104550	ENL
3M2	B4104612	B4104650	ENL
3M3	B4104712	B4104750	ENL
3R1.5	B4104812	B4104850	ENL
3R2.5	B4104912	B4104950	ENL
4L1.5	B4105012	-	END
4L2.5	B4105112	-	END
4M1	B4105212	B4105250	END
4M2	B4105312	B4105350	END
4M3	B4105412	B4105450	END
4R1.5	B4105512	-	END
4R2.5	B4105612	-	END
5M1	B4105712	-	END
5M2	B4105812	-	END
5M3	B4105912	-	END

VITA VM 7 TRANSPA DENTINE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Asignación del esmalte
0M1	B4106112	-	ENL
0M2	B4106212	-	ENL
0M3	B4106312	-	ENL
1M1	B4106412	B4106450	ENL
1M2	B4106512	B4106550	ENL
2L1.5	B4106612	-	ENL
2L2.5	B4106712	-	ENL
2M1	B4106812	B4106850	ENL
2M2	B4106912	B4106950	ENL
2M3	B4107012	B4107050	ENL
2R1.5	B4107112	-	ENL
2R2.5	B4107212	-	ENL
3L1.5	B4107312	B4107350	ENL
3L2.5	B4107412	B4107450	ENL
3M1	B4107512	B4107550	ENL
3M2	B4107612	B4107650	ENL
3M3	B4107712	B4107750	ENL
3R1.5	B4107812	B4107850	ENL
3R2.5	B4107912	B4107950	ENL
4L1.5	B4108012	-	END
4L2.5	B4108112	-	END
4M1	B4108212	B4108250	END
4M2	B4108312	B4108350	END
4M3	B4108412	B4108450	END
4R1.5	B4108512	-	END
4R2.5	B4108612	-	END
5M1	B4108712	-	END
5M2	B4108812	-	END
5M3	B4108912	-	END

VITA VM 7 ENAMEL, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g
ENL	B4119112	B4119150
END	B4119212	B4119250

VITA VM 7 NEUTRAL, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g
NT	B4120112	B4120150

VITA VM 7 WINDOW, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g
WIN	B4118112	B4118150

VITA VM 7 GINGIVA, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
G1	rosa antiguo	B4123112
G2	rosa anaranjado	B4123212
G3	rosa	B4123312
G4	rojo pardusco	B4123412
G5	negro rojizo	B4123515

VITA VM 7 MARGIN, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
M1	blanco	B4126112
M4	amarillo	B4126412
M5	ámbar	B4126512
M7	beige claro	B4126712
M8	marrón pastel	B4126812
M9	naranja claro	B4126912

VITA VM 7 EFFECT LINER, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
EL1	blanco	B4114112
EL2	beige	B4114212
EL3	marrón	B4114312
EL4	amarillo	B4114412
EL5	naranja	B4114512
EL6	amarillo verdoso	B4114612

VITA VM 7 CHROMA PLUS, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
CP2	beige amarillento	B4124212
CP3	marrón anaranjado claro	B4124312
CP4	marrón anaranjado	B4124412

VITA VM 7 EFFECT CHROMA, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
EC1	para efectos blanquecinos	B4112112
EC2	beige arena	B4112212
EC3	amarillo claro	B4112312
EC4	amarillo limón pálido	B4112412
EC5	naranja claro	B4112512
EC6	naranja	B4112612
EC7	rosa	B4112712
EC8	beige pardusco	B4112812
EC9	marrón	B4112912
EC10	marrón verdoso	B4113012
EC11	gris verdoso	B4113112

VITA VM 7 MAMELON, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
MM1	beige	B4116112
MM2	marrón amarillento cálido	B4116212
MM3	naranja pálido	B4116312

VITA VM 7 EFFECT ENAMEL 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
EE1	blanquecino	B4109112
EE2	blanquecino translúcido	B4109212
EE3	rosa translúcido	B4109312
EE4	amarillento	B4109412
EE5	amarillento translúcido	B4109512
EE6	rojizo translúcido	B4109612
EE7	naranja translúcido	B4109712
EE8	rojo translúcido	B4109812
EE9	azulado translúcido	B4109912
EE10	azul	B4110012
EE11	gris	B4110112

VITA VM 7 EFFECT OPAL, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
E01	neutro	B4117112
E02	blanquecino	B4117212
E03	azulado	B4117312
E04	azul	B4517412
E05	violeta oscuro	B4517512

VITA VM7 EFFECT PEARL, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
EP1	amarillo pastel	B4115112
EP2	naranja pastel	B4115212
EP3	rosa pastel	B4115312

VITA VM 7 CORRECTIVE, 12 g

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
COR1	neutro	B4122112
COR2	beige	B4122212
COR3	marrón	B4122312

VITA VM 7 Medios de selección del color

Denominación	Descripción	Ref.
Indicador de color	Base Dentine, Transpa Dentine, Enamel, Chroma Plus, Neutral, Window, Corrective	B310
Guía de colores EFFECT OPAL	E01-E05	B413
Guía de colores EFFECT CHROMA	EC1-EC11	B414
Guía de colores EFFECT LINER	EL1-EL6, MM1-MM3	B415
Guía de colores EFFECT ENAMEL	EE1-EE11, EP1-EP3	B416
Guía de colores GINGIVA	G1-G5, GOL, GOD	B417
Guía de colores MARGIN	M1, M4, M5, M7, M8, M9	B418
Guía de colores PROFESSIONAL KIT SMALL	EC1, EC4, EC6, EC8, EC9, MM2, EP1, EQ2, EE1, EE3, EE7, EE8, EE9, EE10, EE11	B419
Guía de colores INDIVIDUAL	para plaquitas de color elaboradas individualmente	B423

VITA VM 7 Líquidos

Denominación	Descripción	Contenido	Ref.
VITA VM MODELLING LIQUID	Líquido de modelado estándar	50 ml	BML50N
VITA VM MODELLING LIQUID	Líquido de modelado estándar	250 ml	BML250N

VITAVM®9

Cerámica de estructura fina para materiales de estructura de cerámica sin metal con un CET de aproximadamente 10,5.



Descripción del producto

VITA VM 9 ha sido concebido especialmente como cerámica de recubrimiento de estructura fina para estructuras de ZrO_2 estabilizadas parcialmente con itrio, con un valor CET de aprox. 10,5 (p. ej. VITA In-Ceram YZ).

Gracias a la adaptación precisa del CET a los materiales de dióxido de circonio se obtienen una unión óptima y resultados seguros.

Además, VITA VM 9 es idónea para la personalización de: VITABLOCS y VITA PM 9.

Un estudio realizado por Giordano en la Goldman School of Dental Medicine de la Universidad de Boston comparó la abrasión de diferentes materiales cerámicos con la del esmalte dental natural. Gracias a la estructura fina, VITA VM 9 obtuvo los mejores resultados, con unos valores casi idénticos a los del esmalte natural.

VITA VM 9 está disponible en VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4.

Ventajas

- propiedades de manipulación óptimas, tales como la estabilidad y la facilidad de modelado
- Excelente unión para obtener resultados seguros
- Propiedades de manipulación óptimas, tales como la excelente estabilidad, mínima tendencia a la contracción y elevada estabilidad de los cantos
- Extraordinaria estabilidad de cocción, incluso tras varias cocciones
- Excelente facilidad de desbastado y pulido, sobre todo con la prótesis colocada en la boca
- Superficies homogéneas y lisas
- Elevada similitud con el esmalte demostrada
- Oferta coordinada de materiales complementarios para personalizar las prótesis
- Comportamiento de refracción y reflexión de la luz similar al del esmalte

VITAVM[®]9 Surtidos

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER[®]

VITA VM 9 BASIC KIT

Surtido básico para la estratificación BASIC

Ref. BV9BK12V2 *

Cantidad	Contenido	Material
26	12 g	BASE DENTINE 1M1-5M3
3	12 g	SUN DENTINE SD1-SD3
3	12 g	CROMA PLUS CP2, CP3, CP4
2	12 g	ENAMEL ENL, END
1	12 g	NEUTRAL NT
1	12 g	WINDOW WIN
3	12 g	CORRECTIVE COR1, COR2, COR3
1	unidad	Lápiz VITA MODISOL
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID
1	paquete	Bases de cocción G
1	paquete	Algodones de soporte de cocción
1	unidad	Indicador de color
1	unidad	Guía de colores VITA Toothguide 3D-MASTER
		Instrucciones de uso

* También disponible como BASIC KIT SMALL (Ref. BV9BKS12V2) en los siguientes colores: 1M1, 1M2, 2M1, 2M2, 2M3, 3L1.5, 3L2.5, 3M1, 3M2, 3M3, 3R1.5, 3R2.5, 4M1, 4M2, 4M3, CP2-CP4, ENL, NT, WIN, COR1, SD1-SD3



VITA VM 9 BUILD UP KIT

Surtido de ampliación para la estratificación BUILD UP

Ref. BV9BUK12 *

Cantidad	Contenido	Material
26	12 g	TRANSPA DENTINE 1M1-5M3
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID

* También disponible como BUILD UP KIT SMALL (Ref. BV9BUKS12) en los siguientes 15 colores: 1M1, 1M2, 2M1, 2M2, 2M3, 3L1.5, 3L2.5, 3M1, 3M2, 3M3, 3R1.5, 3R2.5, 4M1, 4M2, 4M3



VITA VM 9 BLEACHED COLOR KIT

Colores extremadamente luminosos para la reproducción de dientes blanqueados

Ref. BV9BLKV1

Cantidad	Contenido	Material
3	12 g	BASE DENTINE 0M1, 0M2, 0M3
3	12 g	TRANSPA DENTINE 0M1, 0M2, 0M3
1	12 g	ENAMEL LIGHT ENL
1	12 g	NEUTRAL NT
1	12 g	WINDOW WIN
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID
1	unidad	BLEACHED SHADE GUIDE Shade Group OM
		Instrucciones de uso





VITA VM 9 ONE COLOR KIT 2M2
Surtido monocromo para las primeras pruebas
Ref. BV90CK2M2V3 *

Cantidad	Contenido	Material
1	12 g	BASE DENTINE 2M2
1	12 g	ENAMEL ENL
1	12 g	WINWOW WIN
1	5 g	AKZENT Plus GLAZE
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID
1	20 ml	AKZENT Plus POWDER FLUID
1	unidad	Varilla de colores
		Instrucciones de uso

* También disponible con 3M2 (ref. BV90CK3M2V2)



VITA VM 9 PROFESSIONAL KIT
Para añadir efectos y características naturales
Ref. BV9PKV1 * / **

Cantidad	Contenido	Material
11	12 g	EFFECT CHROMA EC1-EC11
3	12 g	MAMELON MM1-MM3
3	12 g	EFFECT PEARL EP1-EP3
5	12 g	EFFECT OPAL EO1-EO5
11	12 g	EFFECT ENAMEL EE1-EE11
6	12 g	EFFECT LINER EL1-EL6
1	unidad	Guía de colores EFFECT ENAMEL
1	unidad	Guía de colores EFFECT OPAL
1	unidad	Guía de colores EFFECT CHROMA
1	unidad	Guía de colores EFFECT LINER

* También disponible como PROFESSIONAL KIT SMALL (BV9PKS) en los siguientes 15 colores: EC1, EC4, EC6, EC8, EC9, MM2, EP1, EO2, EE1, EE3, EE7, EE8, EE9, EE10, EE11

** Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4



VITA VM 9 GINGIVA KIT
Materiales gingivales de aspecto natural
Ref. BV9GK *

Cantidad	Contenido	Material
5	12 g	GINGIVA G1-G5
1	unidad	Guía de colores GINGIVA

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VM 9 MARGIN KIT

Sólo para pequeñas correcciones en la zona marginal
Ref. BV9MK *

Cantidad	Contenido	Material
6	12 g	MARGIN M1, M4, M5, M7, M8, M9
1	unidad	Guía de colores MARGIN

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4



VITA VM 9 ESTHETIC KIT for VITABLOCS for CEREC

Surtido complementario para la personalización de VITABLOCS

Ref. BV9EKC1

Cantidad	Contenido	Material
1	juego	VITABLOCS 3D-MASTER (10 unidades Mark II I12)
1	12 g	WINDOW WIN
1	12 g	NEUTRAL NT
2	12 g	ENAMEL ENL, END
1	12 g	EFFECT PEARL EP1
2	12 g	EFFECT ENAMEL EE1, EE10
1	12 g	CORRECTIVE COR1
1	4 g	AKZENT Plus FINISHING AGENT PASTE
1	4 g	AKZENT Plus GLAZE PASTE
1	12 g	EFFECT OPAL E02
2	12 g	EFFECT CHROMA EC1, EC4
1	12 g	MAMELON MM2
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID
1	15 ml	AKZENT Plus PASTE FLUID
1	paquete	Soportes de cocción alveolares
1	paquete	Pernos de platino, 2 unidades
		Instrucciones de uso



VITA VM 9 ADD-ON KIT

Kit con materiales de personalización y accesorios

Ref. BV9AOKV1 *

Cantidad	Contenido	Material
8	12 g	ADD-ON, ADD1-ADD8
1	5 g	AKZENT Plus GLAZE LT
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID
1	20 ml	AKZENT Plus POWDER FLUID
1	paquete	Algodones de soporte de cocción
1	unidad	Guía de colores ADD-ON
1	unidad	Nº 3/0 Píncel
1		Instrucciones de uso VITA PM 9

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4





Documentación

Título	Denominación	Ref.
VITA VM 9	Instrucciones de uso	1190
VITA VM 9	Prospecto	1192
VITA VM 9	Hoja de información	1547
VITA VM	Prospecto del sistema	1218
VITA VM9 / Mark II	Instrucciones de uso	1219
VITA VM Libro de motivación	Libro de fotografías (100 páginas)	W008 (sujeto a pago)

Productos VITAVM[®]9

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER[®]

VITA VM 9 EFFECT BONDER , 12 g * / **

Denominación	Ref. 12 g
EB0	B4221012
EB1	B4221112
EB2	B4221212
EB5	B4221512

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

** oferta válida hasta fin de existencias

VITA VM 9 EFFECT BONDER PASTE, 5 g * / **

Denominación	Ref. 5 g
EB0	B423105
EB1	B423115
EB2	B423125
EB3	B423135
EB4	B423145
EB5	B423155

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

** oferta válida hasta fin de existencias

VITA VM 9 BASE DENTINE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Asignación del esmalte
0M1	B4203112	B4203150	ENL
0M2	B4203212	B4203250	ENL
0M3	B4203312	B4203350	ENL
1M1	B4203412	B4203450	ENL
1M2	B4203512	B4203550	ENL
2L1.5	B4203612	B4203650	ENL
2L2.5	B4203712	B4203750	ENL
2M1	B4203812	B4203850	ENL
2M2	B4203912	B4203950	ENL
2M3	B4204012	B4204050	ENL
2R1.5	B4204112	B4204150	ENL
2R2.5	B4204212	B4204250	ENL
3L1.5	B4204312	B4204350	ENL
3L2.5	B4204412	B4204450	ENL
3M1	B4204512	B4204550	ENL
3M2	B4204612	B4204650	ENL
3M3	B4204712	B4204750	ENL
3R1.5	B4204812	B4204850	ENL
3R2.5	B4204912	B4204950	ENL
4L1.5	B4205012	B4205050	END
4L2.5	B4205112	B4205150	END
4M1	B4205212	B4205250	END
4M2	B4205312	B4205350	END
4M3	B4205412	B4205450	END
4R1.5	B4205512	B4205550	END
4R2.5	B4205612	B4205650	END
5M1	B4205712	B4205750	END
5M2	B4205812	B4205850	END
5M3	B4205912	B4205950	END

VITA VM 9 TRANSPA DENTINE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Asignación del esmalte
0M1	B4206112	B4206150	ENL
0M2	B4206212	B4206250	ENL
0M3	B4206312	B4206350	ENL
1M1	B4206412	B4206450	ENL
1M2	B4206512	B4206550	ENL
2L1.5	B4206612	B4206650	ENL
2L2.5	B4206712	B4206750	ENL
2M1	B4206812	B4206850	ENL
2M2	B4206912	B4206950	ENL
2M3	B4207012	B4207050	ENL
2R1.5	B4207112	B4207150	ENL
2R2.5	B4207212	B4207250	ENL
3L1.5	B4207312	B4207350	ENL
3L2.5	B4207412	B4207450	ENL
3M1	B4207512	B4207550	ENL
3M2	B4207612	B4207650	ENL
3M3	B4207712	B4207750	ENL
3R1.5	B4207812	B4207850	ENL
3R2.5	B4207912	B4207950	ENL
4L1.5	B4208012	B4208050	END
4L2.5	B4208112	B4208150	END
4M1	B4208212	B4208250	END
4M2	B4208312	B4208350	END
4M3	B4208412	B4208450	END
4R1.5	B4208512	B4208550	END
4R2.5	B4208612	B4208650	END
5M1	B4208712	B4208750	END
5M2	B4208812	B4208850	END
5M3	B4208912	B4208950	END

VITA VM 9 SUN DENTINE, 12 g *

Denominación	Ref. 12 g
SD1	B4236112
SD2	B4236212
SD3	B4236312

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VM 9 ENAMEL, 12 g / 50 g / 250 g *

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
ENL	B4219112	B4219150	B42191250
END	B4219212	B4219250	B42192250

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VM 9 NEUTRAL, 12 g / 50 g / 250 g *

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
NT	B4220112	B4220150	B42201250

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VM 9 WINDOW, 12 g / 50 g / 250 g *

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
WIN	B4218112	B4218150	B42181250

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Teintes VITA classical A1-D4

VITA VM 9 GINGIVA, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
G1	rosa antiguo	B4223112
G2	rosa anaranjado	B4223212
G3	rosa	B4223312
G4	rojo pardusco	B4223412
G5	negro rojizo	B4223512

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VM 9 MARGIN, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
M1	blanco	B4226112
M4	amarillo	B4226412
M5	ámbar	B4226512
M7	beige claro	B4226712
M8	marrón pastel	B4226812
M9	naranja claro	B4226912

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VM 9 EFFECT LINER, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
EL1	blanco	B4214112
EL2	beige	B4214212
EL3	marrón	B4214312
EL4	amarillo	B4214412
EL5	naranja	B4514512
EL6	amarillo verdoso	B4214612

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VM 9 CHROMA PLUS, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
CP1	color marfil	B4224112
CP2	beige amarillento	B4224212
CP3	marrón anaranjado claro	B4224312
CP4	marrón anaranjado	B4224412
CP5	marrón verdoso	B4224512

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VM 9 EFFECT CHROMA, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
EC1	para efectos blanquecinos	B4212112
EC2	beige arena	B4212212
EC3	amarillo claro	B4212312
EC4	amarillo limón pálido	B4212412
EC5	naranja claro	B4212512
EC6	naranja	B4212612
EC7	rosa	B4212712
EC8	beige pardusco	B4212812
EC9	marrón	B4212912
EC10	marrón verdoso	B4213012
EC11	gris verdoso	B4213112

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Teintes VITA classical A1-D4

VITA VM 9 MAMELON, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
MM1	beige	B4216112
MM2	amarillo pardusco cálido	B4216212
MM3	naranja pálido	B4216312

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VM 9 EFFECT ENAMEL, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
EE1	blanquecino	B4209112
EE2	blanquecino translúcido	B4209212
EE3	rosa translúcido	B4209312
EE4	amarillento	B4209412
EE5	amarillento translúcido	B4209512
EE6	rojizo translúcido	B4209612
EE7	naranja translúcido	B4209712
EE8	rojo translúcido	B4209812
EE9	azulado translúcido	B4209912
EE10	azul	B4210012
EE11	gris	B4210112

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VM 9 EFFECT OPAL, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
E01	neutro	B4217112
E02	blanquecino	B4217212
E03	azulado	B4217312
E04	azul	B4217412
E05	violeta oscuro	B4217512

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VM 9 EFFECT PEARL, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
EP1	amarillo pastel	B4215112
EP2	naranja pastel	B4215212
EP3	rosado pastel	B4215312

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VM 9 CORRECTIVE, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
COR1	neutro	B4222112
COR2	beige	B4222212
COR3	marrón	B4222312

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VM 9 ADD-ON, 12 g *

Denominación	Descripción	Ref. 12 g
ADD1	Transparente	B4229112
ADD2	Esmalte claro	B4229212
ADD3	Esmalte oscuro	B4229312
ADD4	blanquecino transparente	B4229412
ADD5	amarillento transparente	B4229512
ADD6	naranja translúcido	B4229612
ADD7	rojo translúcido	B4229712
ADD8	azul translúcido	B4229812

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VM 9 Medios de selección del color

Denominación	Descripción	Ref.
Indicador de color	Base Dentine, Transpa Dentine, Enamel, Chroma Plus	B330
Guía de colores EFFECT OPAL	E01-E05	B413
Guía de colores EFFECT CHROMA	EC1 - EC11	B414
Guía de colores EFFECT LINER	EL1-EL6, MM1-MM3	B415
Guía de colores EFFECT ENAMEL	EE1 - EE11, EP1-EP3	B416
Guía de colores GINGIVA	G1 - G5, GOL, GOD	B417
Guía de colores MARGIN	M1, M4, M5, M7, M8, M9	B418
Guía de colores PROFESSIONAL KIT SMALL	EC1, EC4, EC6, EC8, EC9, MM2, EP1, E02, EE1, EE3, EE7, EE8, EE9, EE10, EE11	B419
Guía de colores INDIVIDUAL	para plaquitas de color elaboradas individualmente	B423
Guía de colores ADD-ON	ADD1 - ADD8	B435

VITA VM 9 Líquidos

Denominación	Descripción	Contenido	Ref.
VITA VM MODELLING LIQUID	Líquido de modelado estándar	50 ml	BML50N
VITA VM MODELLING LIQUID	Líquido de modelado estándar	250 ml	BML250N

VITAVM®9 Surtidos

Colores VITA classical A1-D4

VITA VM 9 BASIC KIT classical

Surtido básico para la estratificación BASIC

Ref. BV9BK12CV1 *

Cantidad	Contenido	Material
16	12 g	BASE DENTINE A1-D4
3	12 g	SUN DENTINE SD1-SD3
5	12 g	CROMA PLUS CP1-CP5
2	12 g	ENAMEL ENL, END
1	12 g	NEUTRAL NT
1	12 g	WINDOW WIN
3	12 g	CORRECTIVE COR1, COR2, COR3
1	unidad	Lápiz VITA MODISOL
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID
1	paquete	Bases de cocción G
1	paquete	Algodones de soporte de cocción
1	unidad	Indicador de color
1	unidad	Guía de colores VITA classical A1-D4
		Instrucciones de uso

* También disponible como BASIC KIT SMALL classical (Ref. BV9BKS12CV1) en los siguientes colores: A1, A2, A3, A3.5, B3, D3, CP1-CP5, ENL, END, NT, WIN, COR1, SD1-SD3



VITA VM 9 BUILD UP KIT classical

Surtido de ampliación para la estratificación BUILD UP

Ref. BV9BUK12C *

Cantidad	Contenido	Material
16	12 g	TRANSPA DENTINE A1-D4
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID

* También disponible como BUILD UP KIT SMALL classical (Ref. BV9BUKS12C) en los siguientes 6 colores: A1, A2, A3, A3.5, B3, D3



VITA VM 9 CLASSICAL COLOR KIT

Surtido de ampliación para los usuarios de VITA VM 9 3D-MASTER*

Ref. BV9CCK12V1

Cantidad	Contenido	Material
16	12 g	BASE DENTINE A1-D4
16	12 g	TRANSPA DENTINE A1-D4
2	12 g	CHROMA PLUS CP1, CP5
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID
1	unidad	Indicador de color
1	unidad	Guía de colores VITA classical A1-D4
		Instrucciones de uso

* Surtido para los clientes de VITA VM 9 SYSTEM 3D-MASTER que deseen ampliar su surtido actual con VITA classical A1-D4





VITA VM 9 ONE COLOR KIT A2
Surtido monocromo para las primeras pruebas
ref. BV90CKA2V2 *

Cantidad	Contenido	Material
1	12 g	CHROMA PLUS CP2
1	12 g	CHROMA PLUS CP3
1	12 g	BASE DENTINE A2
1	12 g	ENAMEL ENL
1	12 g	WINDOW
1	5 g	AKZENT Plus GLAZE
1	50 ml	VITA VM MODELLING LIQUID
1	20 ml	AKZENT Plus POWDER FLUID
1	unidad	Varilla de colores
		Instrucciones de uso

* También disponible con A3 (ref. BV90CKA3V2)

Productos VITAVM®9

Colores VITA classical A1-D4

VITA VM 9 BASE DENTINE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Asignación del esmalte
A1	B4243112	B4243150	ENL
A2	B4243212	B4243250	ENL
A3	B4243312	B4243350	ENL
A3.5	B4243412	B4243450	END
A4	B4243512	B4243550	END
B1	B4243612	B4243650	END
B2	B4243712	B4243750	END
B3	B4243812	B4243850	END
B4	B4243912	B4243950	END
C1	B4244012	B4244050	END
C2	B4244112	B4244150	END
C3	B4244212	B4244250	ENL
C4	B4244312	B4244350	ENL
D2	B4244412	B4244450	END
D3	B4244512	B4244550	END
D4	B4244612	B4244650	END

VITA VM 9 TRANSPA DENTINE, 12 g / 50 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Asignación del esmalte
A1	B4245112	B4245150	ENL
A2	B4245212	B4245250	ENL
A3	B4245312	B4245350	ENL
A3.5	B4245412	B4245450	END
A4	B4245512	B4245550	END
B1	B4245612	B4245650	END
B2	B4245712	B4245750	END
B3	B4245812	B4245850	END
B4	B4245912	B4245950	END
C1	B4246012	B4246050	END
C2	B4246112	B4246150	END
C3	B4246212	B4246250	ENL
C4	B4246312	B4246350	ENL
D2	B4246412	B4246450	END
D3	B4246512	B4246550	END
D4	B4246612	B4246650	END

VITA VM 9 ENAMEL, 12 g / 50 g / 250 g

Denominación	Ref. 12 g	Ref. 50 g	Ref. 250 g
ENL	B4219112	B4219150	B42191250
END	B4219212	B4219250	B42192250

Para más materiales (utilizables para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4)
véase VITA VM 9 3D-MASTER

VITA VM 9 Medios de selección del color

Denominación	Descripción	Ref.
Indicador de color	Base Dentine, Transpa Dentine, Enamel, Chroma Plus	B331
Guía de colores EFFECT OPAL	E01-E05	B413
Guía de colores EFFECT CHROMA	EC1 - EC11	B414
Guía de colores EFFECT LINER	EL1-EL6, MM1-MM3	B415
Guía de colores EFFECT ENAMEL	EE1 - EE11, EP1-EP3	B416
Guía de colores GINGIVA	G1 - G5, GOL, GOD	B417
Guía de colores MARGIN	M1, M4, M5, M7, M8, M9	B418
Guía de colores PROFESSIONAL KIT SMALL	EC1, EC4, EC6, EC8, EC9, MM2, EP1, E02, EE1, EE3, EE7, EE8, EE9, EE10, EE11	B419
Guía de colores INDIVIDUAL	para plaquitas de color elaboradas individualmente	B423
Guía de colores ADD-ON	ADD1 - ADD8	B435

VITA VM 9 Líquidos

Denominación	Descripción	Contenido	Ref.
VITA VM MODELLING LIQUID	Líquido de modelado estándar	50 ml	BML50N
VITA VM MODELLING LIQUID	Líquido de modelado estándar	250 ml	BML250N

VITA AKZENT® Plus

Optimizados. Fáciles. Para todo.



Descripción del producto

Los nuevos campos de aplicación requieren materiales nuevos y versátiles. Con los maquillajes VITA AKZENT Plus el usuario puede optimizar cromáticamente todos los tipos de cerámicas dentales de forma sencilla y eficiente, independientemente del CET de la restauración.

Tanto si desea colorear la restauración internamente como si quiere caracterizarla superficialmente y aplicar una capa finísima, con los nuevos maquillajes VITA AKZENT Plus fluorescentes podrá hacerlo fácilmente y sin grandes esfuerzos.

Los maquillajes VITA AKZENT Plus están disponibles en forma de polvo y como pastas listas para su uso; se adaptan así a distintos campos de aplicación, preferencias de elaboración y hábitos.

Los materiales BODY STAINS y GLAZE, de aplicación en capa finísima, también están disponibles en spray, que garantiza un tratamiento extenso y uniforme de la superficie mediante la aplicación homogénea y sin que se desperdicie material. El nuevo pulverizador especial es ideal para una aplicación precisa.

Ventajas

Para todos los tipos de cerámicas dentales, desde cerámicas de estratificación y prensadas, bloques de cerámica de feldespato (p. ej. VITABLOCKS) hasta restauraciones monolíticas. Aptos para todas las cerámicas dentales y todos los CET.

Disponibles en tres formas de aplicación:

POWDER:

Para una flexibilidad sin límites y rentabilidad

PASTE:

Pastas listas para su uso de consistencia uniforme y pigmentación homogénea

SPRAY:

Maquillajes de aplicación en capa finísima y capa gruesa listos para su uso y fáciles de aplicar

Surtido VITA AKZENT® Plus

VITA AKZENT Plus POWDER KIT

Ref. BAPK

Cantidad	Contenido	Material
14	3 g	EFFECT STAINS Powder ES01-ES14
5	3 g	BODY STAINS Powder BS01-BS05
1	5 g	GLAZE
1	5 g	GLAZE LT
1	5 g	FINISHING AGENT (Polvos barniz)
1	20 ml	Fluido POWDER
1	unidad	Paleta de mezclado incl. Disco de muestras de colores
1	unidad	Espátula de vidrio para colores
1	unidad	Pincel nº 3/0
1	unidad	Cuchara graduada
		Instrucciones de uso



VITA AKZENT Plus PASTE KIT

Ref. BAPKP

Cantidad	Contenido	Material
14	3 g	EFFECT STAINS Paste ES01-ES14
5	3 g	BODY STAINS Paste BS01-BS05
1	5 g	GLAZE Paste
1	5 g	GLAZE LT Paste
1	5 g	FINISHING AGENT (Polvos barniz)
1	20 ml	Fluido PASTE
1	unidad	Disco de muestras de colores
1	unidad	Paleta de mezclado de cristal (70 x 95 mm)
1	unidad	Espátula de vidrio para colores
1	unidad	Pincel plano para PASTE OPAQUE
1	unidad	Pincel nº 3/0
		Instrucciones de uso



VITA AKZENT Plus SPRAY KIT

Ref. BAPKS

Cantidad	Contenido	Material
5	75 ml	BODY SPRAY
1	75 ml	GLAZE SPRAY
1	unidad	Disco de muestras de colores
		Instrucciones de uso



Documentación

Título	Denominación	Ref.
VITA AKZENT Plus	Instrucciones de uso	1925
VITA AKZENT Plus	Prospecto	1926

Productos VITA AKZENT® Plus

VITA AKZENT Plus BODY STAINS

Denominación	Descripción	Ref. 3 g (Powder)	Ref. 4 g (Paste)	Ref. 75 ml (Spray)
BS01	amarillo	B505013	B505014	B5050175
BS02	marrón amarillento	B505023	B505024	B5050275
BS03	naranja	B505033	B505034	B5050375
BS04	gris oliva	B505043	B505044	B5050475
BS05	marrón grisáceo	B505053	B505054	B5050575

VITA AKZENT Plus EFFECT STAINS

Denominación	Descripción	Ref. 3 g (Powder)	Ref. 4 g (Paste)
ES01	blanco	B505513	B505514
ES02	crema	B505523	B505524
ES03	amarillo limón	B505533	B505534
ES04	amarillo sol	B505543	B505544
ES05	naranja	B505553	B505554
ES06	rojo óxido	B505563	B505564
ES07	caqui	B505573	B505574
ES08	rosa	B505583	B505584
ES09	rojo oscuro	B505593	B505594
ES10	lila	B505603	B505604
ES11	azul	B505613	B505614
ES12	azul grisáceo	B505623	B505624
ES13	gris	B505633	B505634
ES14	negro	B505643	B505644

Polvos de glasear VITA AKZENT Plus

Denominación	Ref. 4 g (Paste)	Ref. 5 g (Powder)	Ref. 30 g (Powder)	Ref. 75 ml (Spray)
GLAZE	B505814	B505815	B5058130	B5051075
GLAZE LT	B505824	B505825	-	-
FINISHING AGENT	B505834	B505835	-	-

Fluido VITA AKZENT Plus

Description	Content	Prod. no.
POWDER Fluid	20 ml	BAPF20
PASTE Fluid	15 ml	BAPPF15

VITA AKZENT Plus Accesorios

Denominación	Ref.
Disco de muestras de colores	B436
Paleta de mezclado de plástico Ø 144 mm (con 21 cavidades)	B437
Paleta de mezclado de cristal (70 x 95 mm)	B255V1

VITA AKZENT®

Para efectos de color superficiales naturales



Descripción del producto

VITA AKZENT es un surtido de colores para crear efectos de color naturales en la superficie. Sirve para pintar la superficie, p. ej. en la zona cervical, y para reproducir efectos de tinción naturales.

Los colores VITA AKZENT pueden utilizarse universalmente con todas las cerámicas de recubrimiento VITA.

Los colores también son ideales para la caracterización cromática de VITABLOCS.

Además, los materiales VITA AKZENT permiten crear efectos cromáticos en dientes de resina y recubrimientos de resina de VITA VM LC (véanse las instrucciones de uso especiales).

Ventajas

- utilizables universalmente con todas las cerámicas de recubrimiento VITA
- reproducción fácil y segura de efectos de tinción naturales
- resistentes y cromáticamente estables
- El modelo de la paleta de colores son los efectos que se dan en el diente natural, lo cual permite trabajar básicamente sin mezclas complicadas
- pueden mezclarse entre sí

Productos VITA AKZENT®

Colores VITA AKZENT, 3 g

Denominación	Descripción	Ref. 3 g
Akz01	blanco	BAT013
Akz02	amarillo claro	BAT023
Akz03	amarillo	BAT033
Akz04	naranja	BAT043
Akz05	marrón anaranjado claro	BAT053
Akz06	curry	BAT063
Akz07	marrón anaranjado	BAT073
Akz08	almendra	BAT083
Akz09	marrón verdoso	BAT093
Akz10	arcilla	BAT103
Akz11	tabaco	BAT113
Akz12	burdeos	BAT123
Akz13	gris	BAT133
Akz14	negro	BAT143
Akz15	castaño	BAT153
Akz16	marrón oscuro	BAT163
Akz17	azul	BAT173
Akz18	arena	BAT183
Akz19	marrón claro	BAT193
Akz20	marrón medio	BAT203

VITA AKZENT Glaze, 5 g / 30 g

Denominación	Ref. 5 g	Ref. 30 g
Akz25	BAT255	BAT2530

Polvos barniz VITA AKZENT (finishing agent), 5 g

Denominación	Ref.
Akz26	BAT265

VITA Glaze LT

Denominación	Descripción	Contenido	Ref.
VITA GLAZE LT pasta	Material de glasear especial en forma de pasta para cerámicas de bajo punto de fusión (low temperature), tales como restauraciones de VITA PM 9 personalizadas con materiales VITA VM 9 ADD-ONN.	4 g	B00704
VITA GLAZE LT polvo	Material de glasear especial en forma de polvo para cerámicas de bajo punto de fusión (low temperature), tales como restauraciones de VITA PM 9 personalizadas con materiales VITA VM 9 ADD-ONN.	7,5 g	B007075

Fluido VITA AKZENT, 20 ml

Denominación	Ref.
Fluido VITA AKZENT	BATF20

Documentación

Título	Denominación	Ref.
VITA AKZENT	Instrucciones de uso	771

VITA INTERNO®

Para la reproducción de características en el interior del diente



Descripción del producto

Los materiales VITA INTERNO ofrecen al ceramista las mejores condiciones para una reproducción perfecta de los efectos cromáticos más sutiles desde el interior. Los materiales INTERNO permiten reproducir con resultados excelentes los efectos cromáticos que aparecen en la naturaleza por incisal (contrastes sutiles). Gracias a su alto grado de fluorescencia (análogo al modelo natural), se obtiene una luminosidad penetrante de los colores.

Los colores VITA INTERNO pueden utilizarse universalmente con todas las cerámicas de recubrimiento VITA.

Ventajas

- utilizables universalmente con todas las cerámicas de recubrimiento VITA
- pueden mezclarse entre sí
- el modelo de la paleta de colores son los efectos que se dan en el diente natural, lo cual permite trabajar básicamente sin mezclas complicadas
- resistentes y cromáticamente estables

Surtido VITA INTERNO®



Surtido VITA INTERNO en maletín de aluminio Ref. BISETV1

Cantidad	Contenido	Material
12	3 g	Materiales INTERNO Int01-Int12
1	20 ml	Fluido INTERNO
1	unidad	Paleta de mezclado INTERNO
1	unidad	Espátula de vidrio para colores
1	unidad	Pincel nº 3/0
1	unidad	Guía de colores
		Instrucciones de uso

Documentación

Título	Denominación	Ref.
VITA INTERNO	Instrucciones de uso	770

Productos VITA INTERNO®

Materiales VITA INTERNO, 3 g

Denominación	Descripción	Ref. 3 g
Int01	blanco	BI013
Int02	arena	BI023
Int03	amarillo	BI033
Int04	naranja	BI043
Int05	terracota	BI053
Int06	marrón claro	BI063
Int07	antracita	BI073
Int08	azul	BI083
Int09	beige	BI093
Int10	marrón	BI103
Int11	marrón grisáceo	BI113
Int12	gris	BI123

Fluido VITA INTERNO, 20 ml

Denominación	Ref.
Fluido VITA INTERNO	BIF20

VITA INTERNO Medios de selección del color

Denominación	Descripción	Ref.
Guía de colores	Int01-Int12	B422

VITA INTERNO Paleta de mezclado

Denominación	Ref.
Paleta de mezclado VITA INTERNO	B252

VITA SPRAY-ON



Descripción del producto

VITA SPRAY-ON es por la pulverización de opaquers dentales cerámicos en polvo sobre estructuras metálicas.

El opáquer se aplica de modo uniforme mediante una pistola pulverizadora conectada al aire comprimido. Los opaquers mezclados pueden conservarse en los frascos de cristal suministrados hasta consumirlos por completo.

Para la conexión a equipos de aspiración se adjuntan plantillas con distintos radios.

Ventajas

- gran ahorro de tiempo
- una capa de opáquer uniforme y muy fina en general
- adherencia óptima del opáquer a las estructuras metálicas
- considerable reducción de costes

Surtido VITA SPRAY-ON



Surtido VITA SPRAY-ON

Ref. B101V2

Cantidad	Contenido	Material
20		Frascos de cristal vacíos, 7 de ellos etiquetados (OP0-OP5, W0)
1	paquete	etiquetas VITA classical A1-D4 (16 unidades)
1	paquete	Tapa adaptadora, incluye juntas de obturación (6 unidades)
1		Pistola pulverizadora con tapa de protección
1		Aguja de repuesto para la pistola pulverizadora
1	paquete	Guía de aguja de teflón (2 unidades)
1		Espátula de vidrio IC
1		Reductor de presión completo con soporte mural
1		Soporte doble para pistolas pulverizadoras
1		Tubo flexible de presión con refuerzo textil
1		Tubo flexible de conexión, espiral
1	1000 ml	VITA SPRAY-ON LIQUID
1	250 ml	VITA SPRAY-ON INDIKATOR LIQUID
1	250 ml	Frasco dispensador, vacío
1		Rotulador (resistente al alcohol)
		Instrucciones de uso

Documentación

Título	Denominación	Ref.
VITA SPRAY-ON	Instrucciones de uso	492M

Productos VITA SPRAY-ON

VITA SPRAY-ON

Denominación	Ref.
Frasco de cristal, vacío, con cierre de rosca	B103
Tapa adaptadora, 6 unidades en bolsa de plástico	B104
Juntas de obturación para cable adaptador, 10 unidades	B210
Pistola pulverizadora con tapa de protección	B105N
Aguja de repuesto para la pistola pulverizadora	B106
Espátula de vidrio IC	B056
Reductor de presión completo con soporte mural	B107N
Soporte doble para pistolas pulverizadoras	B108
2 guías de aguja de teflón	B109N
Tubo flexible de presión con refuerzo textil	B110
Tubo flexible de conexión, espiral	B111
VITA SPRAY-ON LIQUID, 1000 ml	B112
VITA SPRAY-ON INDIKATOR LIQUID, 250 ml	B113
Frasco dispensador, vacío	B114
Tapa de protección para pistola pulverizadora	B115N
Rotulador (resistente al alcohol)	B116

Líquidos para VITA Material de recubrimiento

Producto

Ref.

VITA VM MODELLING LIQUID

Para el mezclado de los materiales VITA VM 7, VM 9, VM 13
BASE DENTINE, TRANSPA DENTINE, ENAMEL y EFFECT

Frasco de 50 ml

BML50N

Frasco de 250 ml

BML250N



VITA VM 15 MODELLING LIQUID

Para el mezclado de los materiales VITA VM 15 BASE DENTI-
NE, TRANSPA DENTINE, ENAMEL y EFFECT

Frasco de 50 ml

BV15ML50

Frasco de 250 ml

BV15ML250



VITA MODELLING FLUID

Para el mezclado de los materiales VITA VM 13, VMK Master
y TITANKERAMIK

Frasco 50 ml

BMF50

Frasco 250 ml

BMF250





VITA MODELLING FLUID RS

Líquido especial para el mezclado de los materiales VITA VM 13 y VMK Master. La consistencia suave permite un procesamiento durante largo tiempo y de manera húmeda teniendo al mismo tiempo un alto grado de estabilidad.

Frasco 50 ml

BMFRS50

Frasco 250 ml

BMFRS250



HIGH SILVER MODELLING LIQUID

Líquido anti-greening (anti-enverdecimiento) para aleaciones con un contenido de plata superior al > 30%

Frasco 50 ml

BHSM50



VITA VM OPAQUE FLUID

Para el mezclado de los polvos VITA VM 13 y VM 15 OPAQUE

Frasco 50 ml

BVMOF50

Frasco 250 ml

BVMOF250



VITA VM PASTE FLUID

Para el mezclado de las pastas VITA VM 13 y VM 15 OPAQUE

Frasco 15 ml

BPF15V1

VITA OPAQUE FLUID

Para el mezclado de opaquers VITA VMK Master y TITAN-KERAMIK

Frasco 50 ml

BOF50

Frasco 250 ml

BOF250



VITA PASTE OPAQUE LIQUID

Para modificar la consistencia de los opaquers en pasta VITA y los materiales de adhesivo en pasta

Frasco 15 ml

BPOL15



VITA MODELLING LIQUID 30 M

Para el mezclado de los polvos de dentina y esmalte para el modelado de larga duración de las cerámicas VITA con una temperatura de cocción superior a 900°C

Frasco 50 ml

B30M50

Frasco 250 ml

B30M250



VITA Aislamiento de muñones

Aislamiento (cerámica contra yeso) para las técnicas cerámicas VITA (excepto la cerámica de titanio)

Frasco 16 ml

BSI16





VITA SPECIAL MODELLING FLUID*

Para lograr una mayor facilidad de aplicación y una estabilidad óptima

Frasco 50 ml

BSMF50

* producto descatálogo, sólo hasta fin de existencias



VITA MODELLING LIQUID EXTRA*

Para el mezclado de los materiales Dentine.

El líquido reduce las consecuencias de la subcocción no deseada.

Se obtiene una superficie más lisa y homogénea.

Frasco 50 ml

BME50

* producto descatálogo, sólo hasta fin de existencias

Accesorios VITA Material de recubrimiento

Producto	Ref.
Instrumentos	
Espátula de amasar, plástico, para PASTE OPAQUE	B227
VITA Espátula de vidrio para colores	B055
Nº E 25 Cono de modelado	B061 *
Nº E 26 Raspador de cerámica	B062 *
Nº CS 2 Blade Holder (portahojas)	B241 *

* producto descatalogado, sólo hasta fin de existencias

Pinceles	
Nº 1 Pincel de corrección de pelo de marta roja	B085
Nº 3 Pincel de aplicación de pelo de marta roja	B087
Nº E 0 Pincel para pintar	B093
Nº IC 3 para In-Ceram	B195
Nº IC 4 para In-Ceram	B092
Pincel plano, para PASTE OPAQUE	B297
Nº CS 6 Hi-Class Dry Brush (pincel en seco)	B247 *
Nº 3/0 Pincel	B302
Puntas Stain Brush para pincel Nº 3/0 (5 unidades)	B303
Nº 8 Pincel	B304
Puntas para pincel Nº 8 (2 unidades)	B305

* producto descatalogado, sólo hasta fin de existencias



VITA Karat Kit de pulido a base de diamante	
Contiene 5 g de pasta de pulido de diamante, 20 ruedas de fieltro de diamante, Ø 12 mm y 1 mandril, niquelado	B068

Artículos individuales	
VITA Karat Pasta de pulido de diamante, 5 g	B069

VITA Karat Ruedas de fieltro de diamante, 20 unidades	B070
---	------



VITA MARKER

Rotulador piroresistente, marrón, para técnicas de cerámica sin metal VITA B073



VITA MODISOL

Lápiz aislante con 2 puntas (cerámica contra yeso) B075N



Kit de sondas de plata VITA

Para la comprobación de la temperatura en el horno de cerámica
Contiene 6 zócalos de cerámica y 3 sondas de plata de 70 mm de longitud y 1,5 mm Ø B230



Producto	Ref.
Paletas de mezclado	
Paleta de mezclado VITA INTERNO de plástico (Ø 144 mm, con cavidades)	B252
Paleta de mezclado VITA AKZENT Plus de plástico (Ø 144 mm, con cavidades)	B437
Paleta de mezclado VITA AKZENT Plus de cristal (70 x 95 mm)	B255V1



Soportes de cocción, gris	
A con 1 espiga para 1 corona, juego de 6 unidades	B011
B con 2 espigas para 2 coronas, juego de 6 unidades	B012
C para coronas de espiga, juego de 6 unidades	B013
A+B+C para molares, juego de 6 unidades	B018
Algodones de soporte de cocción , paquete de 2 unidades	B017N



Bases de cocción	
G 55 x 45 x 6 mm, con 52 orificios para Pernos de inserción envase de 2 bases y 20 pernos	B009N
Pernos de inserción , envase de 50 unidades, para bases de cocción G	B023
IC para la técnica In-Ceram, envase de 2 unidades	B007
W base de cocción alveolar para coronas y puentes/para In-Ceram	B201N
Perno de platino para base de cocción alveolar W, 6 unidades, surtido	B207N





VITA Anillos de duplicado

de 28 mm de Ø

B019

de 35 mm de Ø

B021 *

* producto descatalogado, sólo hasta fin de existencias

Zócalos de duplicado

para las técnicas de cerámica sin metal

B022

VITAVM®CC

Material polimerizable en frío sin material de relleno añadido para la confección indirecta de restauraciones provisionales



Descripción del producto

VITA VM CC es un material polimerizable en frío sin material de relleno añadido.

Es ideal para la confección indirecta de prótesis provisionales.

VITA VM CC forma parte del innovador sistema de color y capas VITA VM para metalocerámica, cerámica sin metal y resina.

VITA VM CC se caracteriza por unas excelentes propiedades de manipulación. Especialmente su excelente comportamiento de mezclado y su excepcional fluidez facilitan el procesamiento.

Gracias a la facilidad de pulido y a la homogénea estructura del material, se limitan las acumulaciones de placa en un alto grado. La superficie lisa de la prótesis provisional le proporciona una sensación agradable al paciente y le ofrece mayor comodidad.

Ventajas

- Propiedades de manipulación óptimas
- Suficiente tiempo de manipulación
- Resistencia al cuarteado
- Reducido desgaste de material
- Excelente estabilidad del material, lo que conlleva la reducción del peligro de fractura gracias a la adaptación óptima entre la resistencia a la flexión y el módulo de elasticidad
- Mayor estabilidad de color que otros sistemas comparables
- Limitación de la acumulación de placa
- Disponible en VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA clásica A1-D4

Indicaciones

- Confección de coronas y puentes provisionales
- Fijación de dientes de resina VITA, p. ej., en esqueléticos
- Reparaciones
- Recubrimiento de conectores en prótesis combinadas

Surtidos VITAVM® CC

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®



VITA VM CC BASIC KIT 16-COLOR

Surtido básico para la estratificación BASIC
Ref. CVCCBK16

Cantidad	Contenido	Material
16	30 g	BASE DENTINE *
2	30 g	ENAMEL ENL, END
1	30 g	WINDOW WIN
1	100 ml	VM CC LIQUID
1	unidad	Cuchara graduada
	unidad	VITA Toothguide 3D-MASTER
		Instrucciones de uso

* En los siguientes colores: 0M1, 1M1, 2L1.5, 2M1, 2M2, 2M3, 3L1.5, 3L2.5, 3M1, 3M2, 3M3, 3R1.5, 3R2.5, 4L1.5, 4M2, 5M1



VITA VM CC BASIC KIT 5-COLOR

Surtido básico pequeño para la estratificación BASIC
Ref. CVCCBK5

Cantidad	Contenido	Material
5	30 g	BASE DENTINE 1M1, 2M2, 3M2, 3R2.5, 4M2
2	30 g	ENAMEL ENL, END
1	30 g	WINDOW WIN
1	30 ml	VM CC LIQUID
1	unidad	Cuchara graduada
1	unidad	VITA Toothguide 3D-MASTER
		Instrucciones de uso



VITA VM CC PROFESSIONAL KIT

Para añadir efectos y características naturales
Ref. CVCCPK *

Cantidad	Contenido	Material
5	30 g	EFFECT LINER EL2-EL6

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

Productos VITAVM®CC

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA VM CC BASE DENTINE, 30 g / 100 g

Denominación	Ref. 30 g	Ref. 100 g	Asignación del esmalte
0M1	C4703130	C47031100	ENL
1M1	C4703430	C47034100	ENL
2L1.5	C4703630	C47036100	ENL
2M1	C4703830	C47038100	ENL
2M2	C4703930	C47039100	ENL
2M3	C4704030	C47040100	ENL
3L1.5	C4704330	C47043100	ENL
3L2.5	C4704430	C47044100	ENL
3M1	C4704530	C47045100	ENL
3M2	C4704630	C47046100	ENL
3M3	C4704730	C47047100	ENL
3R1.5	C4704830	C47048100	ENL
3R2.5	C4704930	C47049100	ENL
4L1.5	C4705030	C47050100	END
4M2	C4705330	C47053100	END
5M1	C4705730	C47057100	END

VITA VM CC ENAMEL, 30 g / 100 g *

Denominación	Descripción	Ref. 30 g	Ref. 100 g
ENL	claro	C4719130	C47191100
END	oscuro	C4719230	C47192100

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VM CC WINDOW, 30 g *

Denominación	Descripción	Ref. 30 g
WIN	transparente	C4718130

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VM CC EFFECT LINER, 30 g *

Denominación	Descripción	Ref. 30 g
EL2	beige	C4714230
EL3	marrón	C4714330
EL4	amarillo	C4714430
EL5	naranja	C4714530
EL6	amarillo verdoso	C4714630

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA VM CC Líquidos

Denominación	Descripción	Contenido	Ref.
VITA VM CC LIQUID	líquido	30 ml	CVCCCL30
VITA VM CC LIQUID	líquido	100 ml	CVCCCL100

Surtidos VITAVM®CC

Colores VITA classical A1-D4



VITA VM CC BASIC KIT classical Surtido básico para la estratificación BASIC Ref. CVCCBK* *

Cantidad	Contenido	Material
15	30 g	BASE DENTINE A1-D4 (excepto B1)
2	30 g	ENAMEL ENL, END
1	30 g	WINDOW WIN
1	100 ml	VM CC LIQUID
1	unidad	Cuchara graduada
1	unidad	Guía de colores VITA classical A1-D4
		Instrucciones de uso

* También disponible como BASIC KIT SMALL classical (Ref. CVCCBKSC) en los siguientes colores: A1, A2, A3, A3.5, B3, D3



VITA VM CC CLASSICAL COLOR KIT Surtido de ampliación para los usuarios de VITA VM 9 3D-MASTER* Ref. CVCCCKV1

Cantidad	Contenido	Material
15	30 g	BASE DENTINE A1-D4 (excepto B1)
1	100 ml	VM CC LIQUID
1	unidad	Cuchara graduada
1	unidad	Guía de colores VITA classical A1-D4
		Instrucciones de uso

* Surtido para los clientes de VITA VM 9 SYSTEM 3D-MASTER que deseen ampliar su surtido actual con VITA classical A1-D4

Documentación

Título	Denominación	Ref.
VITA VM CC	Instrucciones de uso	1439
VITA VM CC	Prospecto	1560

Productos VITAVM®CC

Colores VITA classical A1-D4

VITA VM CC BASE DENTINE, 30 g / 100 g

Denominación	Ref. 30 g	Ref. 100 g	Asignación del esmalte
A1	C4743130	C47431100	ENL
A2	C4743230	C47432100	ENL
A3	C4743330	C47433100	ENL
A3.5	C4743430	C47434100	END
A4	C4743530	C47435100	END
B2	C4743730	C47437100	END
B3	C4743830	C47438100	END
B4	C4743930	-	END
C1	C4744030	-	END
C2	C4744130	C47441100	END
C3	C4744230	C47442100	ENL
C4	C4744330	-	ENL
D2	C4744430	-	END
D3	C4744530	C47445100	END
D4	C4744630	-	END

Para más materiales (utilizables para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4) véase VITA VM CC 3D-MASTER

VITAVM[®]LC

Composite de micropartículas fotopolimerizable para restauraciones fijas y removibles



Descripción del producto

Excelente material

VITA VM LC combina unas propiedades físicas óptimas y facilidad de manipulación con una estética natural. El material de relleno inorgánico, con unas partículas primarias de un tamaño de sólo unos pocos nanómetros, proporciona una distribución especialmente homogénea.

Estética brillante

Gracias a las excelentes propiedades fotoópticas, una restauración de VITA VM LC puede confundirse con un recubrimiento de cerámica.

Flexibilidad ilimitada gracias a

- dos sistemas de colores (VITA SYSTEM 3D-MASTER y ahora además 15 colores VITA classical A1-D4)
- la amplia gama de indicaciones
- la polimerización en los 12 aparatos de fotopolimerización más habituales

Ventajas

- Propiedades de manipulación óptimas para obtener resultados rápidos
- Excelente estabilidad cromática demostrada y reducida propensión a la acumulación de placa
- Amplia gama de indicaciones
- Permite obtener excelentes resultados estéticos con un mínimo esfuerzo
- Reproducción cromática fiable incluso en condiciones de espacio muy limitadas
- Toma y reproducción del color seguras en los colores VITA SYSTEM 3D-MASTER y VITA classical

Indicaciones

- recubrimiento integral y parcial de coronas, puentes, coronas telescópicas y estructuras de material sintético para los dientes anteriores y posteriores
- Inlays / Veneers
- coronas sin metal y puentes de tres piezas de dientes anteriores como restauración provisional de larga duración
- estratificación sobre VITA CAD-Temp
- personalización de dientes de resina VITA

Surtidos VITAVM® LC

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA VM LC BASIC KIT

Surtido básico para la estratificación BASIC

Ref. CVLCBKV5 *

Cantidad	Contenido	Material
1	3 g	PRE OPAQUE
15	10 g	OPAQUE 2L2.5, 2R1.5, 2R2.5, 3L2.5, 3M1, 3R1.5, 4L1.5, 4L2.5, 4M1, 4M3, 4R1.5, 4R2.5, 5M1-5M3
11	3 g	OPAQUE PASTE 1M1, 1M2, 2L1.5, 2M1, 2M2, 2M3, 3L1.5, 3M2, 3M3, 3R2.5, 4M2
26	4 g	BASE DENTINE 1M1-5M3
2	4 g	ENAMEL ENL, END
1	4 g	NEUTRAL NT
1	2 g	WINDOW WIN
5	4 g	CHROMA PLUS CP1-CP5
2	5 ml	OPAQUE LIQUID
1	50 ml	CLEANER
1	10 ml	MODELLING LIQUID
1	30 ml	SEPARATOR
1	5 ml	Kuraray Alloy Primer
1	unidad	Soporte para pinceles
1	paquete	Puntas de pincel desechables, 50 unidades
1	unidad	Paleta de mezclado negra
1	unidad	Cuchara graduada
1	unidad	Espátula de amasar
1	unidad	VITA VM Guía de colores "Individual"
1	unidad	Guía de colores VITA Toothguide 3D-MASTER
		Instrucciones de uso

* Dependiendo del país de entrega, se encuentra disponible también como BASIC KIT (CVLCBKV4), no incluyendo Kuraray Alloy Primer



VITA VM LC BASIC KIT SMALL

Surtido básico pequeño para la estratificación BASIC

Ref. CVLCBKS5 *

Cantidad	Contenido	Material
1	3 g	PRE OPAQUE
11	3 g	OPAQUE PASTE 1M1, 1M2, 2L1.5, 2M1, 2M2, 2M3, 3L1.5, 3M2, 3M3, 3R2.5, 4M2
11	4 g	BASE DENTINE 1M1, 1M2, 2L1.5, 2M1, 2M2, 2M3, 3L1.5, 3M2, 3M3, 3R2.5, 4M2
2	4 g	ENAMEL ENL, END
1	4 g	NEUTRAL NT
1	2 g	WINDOW WIN
5	4 g	CHROMA PLUS CP1-CP5
1	50 ml	CLEANER
1	10 ml	MODELLING LIQUID
1	30 ml	SEPARATOR
1	5 ml	Kuraray Alloy Primer
1	unidad	Soporte para pinceles
1	paquete	Puntas de pincel desechables, 50 unidades
1	unidad	Paleta de mezclado negra
1	unidad	VITA VM Guía de colores "Individual"
1	unidad	VITA Toothguide 3D-MASTER
		Instrucciones de uso

* Dependiendo del país de entrega, se encuentra disponible también como BASIC KIT (CVLCBKV4), no incluyendo Kuraray Alloy Primer





VITA VM LC TWO COLOR KIT (2M2, 3M2)

Surtido de dos colores
ref. CVLCTCKV2

Cantidad	Contenido	Material
1	3 g	PRE OPAQUE
2	3 g	OPAQUE PASTE 2M2, 3M2
2	4 g	BASE DENTINE 2M2, 3M2
1	4 g	ENAMEL ENL
2	4 g	CHROMA PLUS CP2, CP3
1	10 ml	MODELLING LIQUID
1	unidad	Soporte para pinceles
1	paquete	Puntas de pincel desechables, 10 unidades
1	unidad	Paleta de mezclado negra
1	unidad	Varilla de colores 2M2
1	unidad	Varilla de colores 3M2
		Instrucciones de uso



VITA VM LC PROFESSIONAL KIT

Para añadir efectos y características naturales

Ref. CVLCPKV4

Cantidad	Contenido	Material
5	4 g	EFFECT LINER EL2-EL6
5	4 g	EFFECT ENAMEL EE2, EE3, EE6, EE9, EE12
1	unidad	VITA VM Guía de colores "Individual"



VITA VM LC PAINT KIT

Materiales de color intenso

Ref. CVLCPAKV3

Cantidad	Contenido	Material
10	2 g	PAINT PT1, PT3, PT5, PT8, PT9, PT12, PT13, PT15, PT17, PT19
1	2 g	WINDOW WIN
1	unidad	VITA VM Guía de colores "Individual"

VITA VM LC GINGIVA KIT

Materiales gingivales de aspecto natural

Ref. CVLCGKV3

Cantidad	Contenido	Material
1	3 g	GINGIVA OPAQUE PASTE GOL
4	4 g	GINGIVA G1, G2, G4, G5
1	unidad	VITA VM Guía de colores "Individual"



VITA VM LC CREATIVE KIT

para la personalización cromática de VITA CAD-Temp y para la individualización de dientes de resina VITA

Ref. CVLCCK

Cantidad	Contenido	Material
4	2 g	PAINT PT1, PT5, PT15, PT17
1	2 g	WINDOW WIN
2	4 g	EFFECT ENAMEL EE6, EE9
1	4 g	NEUTRAL NT
1	4 g	ENAMEL ENL
1	10 ml	MODELLING LIQUID
1	unidad	Soporte para pinceles
1	paquete	Puntas de pincel desechables, 10 unidades
		Instrucciones de uso



VITA VM LC INLAY / VENEER KIT

Para restauraciones sin metal

Ref. CVLCIVKV2

Cantidad	Contenido	Material
6	4 g	BASE DENTINE 1M2, 2L1.5, 2M2, 3L2.5, 3M2, 3R2.5
1	4 g	ENAMEL ENL
1	10 ml	MODELLING LIQUID
1	30 ml	SEPARATOR
1	unidad	Guía de colores VITA SYSTEM 3D-MASTER
1		Instrucciones de uso





Documentación

Título	Denominación	Ref.
VITA VM LC	Instrucciones de uso	1200
VITA VM LC	Prospecto	1227
VITA VM	Prospecto del sistema	1218
VITA VM Libro de motivación	Libro de fotografías (100 páginas)	W008 (sujeto a pago)

Productos VITAVM®LC

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA VM LC PRE OPAQUE, 3 g

Denominación	Ref. 3 g
PRE	C445913

VITA VM LC OPAQUE, 10 g

Denominación	Ref. 10 g
0M1	C4400110
1M1	C4400410
1M2	C4400510
2L1.5	C4400610
2L2.5	C4400710
2M1	C4400810
2M2	C4400910
2M3	C4401010
2R1.5	C4401110
2R2.5	C4401210
3L1.5	C4401310
3L2.5	C4401410
3M1	C4401510
3M2	C4401610
3M3	C4401710
3R1.5	C4401810
3R2.5	C4401910
4L1.5	C4402010
4L2.5	C4402110
4M1	C4402210
4M2	C4402310
4M3	C4402410
4R1.5	C4402510
4R2.5	C4402610
5M1	C4402710
5M2	C4402810
5M3	C4402910

VITA VM LC OPAQUE PASTE, 3 g

Denominación	Ref. 3 g
1M1	C445043
1M2	C445053
2L1.5	C445063
2M1	C445083
2M2	C445093
2M3	C445103
3L1.5	C445133
3M2	C445163
3M3	C445173
3R2.5	C445193
4M2	C445233

VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g

Denominación	Ref. 4 g	Asignación del esmalte
0M1	C440314	ENL
1M1	C440344	ENL
1M2	C440354	ENL
2L1.5	C440364	ENL
2L2.5	C440374	ENL
2M1	C440384	ENL
2M2	C440394	ENL
2M3	C440404	ENL
2R1.5	C440414	ENL
2R2.5	C440424	ENL
3L1.5	C440434	ENL
3L2.5	C440444	ENL
3M1	C440454	ENL
3M2	C440464	ENL
3M3	C440474	ENL
3R1.5	C440484	ENL
3R2.5	C440494	ENL
4L1.5	C440504	END
4L2.5	C440514	END
4M1	C440524	END
4M2	C440534	END
4M3	C440544	END
4R1.5	C440554	END
4R2.5	C440564	END
5M1	C440574	END
5M2	C440584	END
5M3	C440594	END

VITA VM LC ENAMEL, 4 g

Denominación	Descripción	Ref. 4 g
ENL	claro	C441914
END	oscuro	C441924

VITA VM LC NEUTRAL, 4 g

Denominación	Descripción	Ref. 4 g
NT	translúcido	C442014

VITA VM LC WINDOW, 2 g

Denominación	Descripción	Ref. 2 g
WIN	transparente	C441812

VITA VM LC COLOR OPAQUE, 10 g

Denominación	Descripción	Ref. 10 g
CO1	naranja	C4428110
CO2	marrón	C4428210
CO3	lila	C4428310

VITA VM LC GINGIVA OPAQUE, 10 g

Denominación	Descripción	Ref. 10 g
GOL	rosa claro	C4427110

VITA VM LC GINGIVA OPAQUE PASTE, 3 g

Denominación	Descripción	Ref. 3 g
GOL	rosa claro	C443713

VITA VM LC GINGIVA, 4 g

Denominación	Descripción	Ref. 4 g
G1	rosa antiguo	C442314
G2	rosa anaranjado	C442324
G4	rojo pardusco	C442344
G5	negro rojizo	C442354

VITA VM LC EFFECT LINER, 4 g

Denominación	Descripción	Ref. 4 g
EL2	beige	C441424
EL3	marrón	C441434
EL4	amarillo	C441444
EL5	naranja	C441454
EL6	amarillo verdoso	C441464

VITA VM LC CHROMA PLUS, 4 g

Denominación	Descripción	Ref. 4 g
CP1	color marfil	C442414
CP2	beige	C442424
CP3	anaranjado claro	C442434
CP4	anaranjado	C442444
CP5	marrón verdoso	C442454

VITA VM LC EFFECT ENAMEL, 4 g

Denominación	Descripción	Ref. 4 g
EE2	pastel	C440924
EE3	rosa translúcido	C440934
EE6	rojizo translúcido	C440964
EE9	azulado translúcido	C440994
EE12	grisáceo beige	C441024

VITA VM LC PAINT, 2 g

Denominación	Descripción	Ref. 2 g
PT1	blanco	C444012
PT3	amarillo	C444032
PT5	marrón anaranjado claro	C444052
PT8	almendra	C444082
PT9	marrón verdoso	C444092
PT12	burdeos	C444122
PT13	gris	C444132
PT15	castaño	C444152
PT17	azul	C444172
PT19	marrón claro	C444192

VITA VM LC Líquidos

Denominación	Descripción	Contenido	Ref.
VITA VM LC OPAQUE LIQUID	Líquido de opáquer	5 ml	CVML0L5
VITA VM CLEANER	Solución limpiadora	50 ml	CVMLC50
VITA VM LC MODELLING LIQUID	Líquido de modelado	10 ml	CVMLM10
VITA VM LC MODELLING LIQUID	Líquido de modelado	30 ml	CVMLM30
VITA VM LC SEPARATOR	Aislamiento de modelo	30 ml	CVMLS30

Surtidos VITAVM® LC

Colores VITA classical A1-D4

VITA VM LC BASIC KIT classical

Surtido básico para la estratificación BASIC

Ref. CVLCBKCV1A *

Cantidad	Contenido	Material
1	3 g	PRE OPAQUE
15	3 g	OPAQUE PASTE A1-D4 (excepto B1)
15	4 g	BASE DENTINE A1-D4 (excepto B1)
2	4 g	ENAMEL ENL, END
1	4 g	NEUTRAL NT
1	2 g	WINDOW WIN
3	4 g	EFFECT LINER EL3, EL4, EL6
5	4 g	CHROMA PLUS CP1-CP5
1	50 ml	CLEANER
1	10 ml	MODELLING LIQUID
1	30 ml	SEPARATOR
1	5 ml	Kuraray Alloy Primer
1	unidad	Soporte para pinceles
1	paquete	Puntas de pincel desechables, 50 unidades
1	unidad	Paleta de mezclado negra
1	unidad	VITA VM Guía de colores "Individual"
1	unidad	Guía de colores VITA classical A1-D4
		Instrucciones de uso

* Dependiendo del país de entrega, se encuentra disponible también como BASIC KIT classical (CVLCBKCV1), no incluyendo Kuraray Alloy Primer



VITA VM LC BASIC KIT SMALL classical

Surtido básico pequeño para la estratificación BASIC

Ref. CVLCBKSCV3A *

Cantidad	Contenido	Material
1	3 g	PRE OPAQUE
6	3 g	OPAQUE PASTE A1, A2, A3, A3.5, B3, D3
6	4 g	BASE DENTINE A1, A2, A3, A3.5, B3, D3
2	4 g	ENAMEL ENL, END
1	4 g	NEUTRAL NT
1	2 g	WINDOW WIN
2	4 g	EFFECT LINER EL3, EL4
3	4 g	CHROMA PLUS CP1, CP3, CP4
1	50 ml	CLEANER
1	10 ml	MODELLING LIQUID
1	30 ml	SEPARATOR
1	5 ml	Kuraray Alloy Primer
1	unidad	Soporte para pinceles
1	paquete	Puntas de pincel desechables, 50 unidades
1	unidad	Paleta de mezclado negra
1	unidad	VITA VM Guía de colores "Individual"
1	unidad	Guía de colores VITA classical A1-D4
		Instrucciones de uso

* Dependiendo del país de entrega, se encuentra disponible también como BASIC KIT SMALL classical (CVLCBKSCV3), no incluyendo Kuraray Alloy Primer





VITA VM LC TWO COLOR KIT (A2, A3)

Surtido de dos colores
ref. CVLCTCKCV1

Cantidad	Contenido	Material
1	3 g	PRE OPAQUE
2	3 g	OPAQUE PASTE A2, A3
2	4 g	BASE DENTINE A2, A3
1	4 g	ENAMEL ENL
1	4 g	CHROMA PLUS CP4
1	4 g	EFFECT LINER EL3
1	10 ml	MODELLING LIQUID
1	unidad	Soporte para pinceles
1	paquete	Puntas de pincel desechables, 10 unidades
1	unidad	Paleta de mezclado negra
1	unidad	Varilla de colores A2
1	unidad	Varilla de colores A3
		Instrucciones de uso



VITA VM LC INLAY / VENEER KIT classical

Para restauraciones sin metal
Ref. CVLCIVKCV1

Cantidad	Contenido	Material
6	4 g	BASE DENTINE A1, A2, A3, A3.5, B3, D3
2	4 g	ENAMEL ENL, END
1	10 ml	MODELLING LIQUID
1	30 ml	SEPARATOR
1	unidad	Guía de colores VITA classical
1		Instrucciones de uso

Productos VITAVM®LC

Colores VITA classical A1-D4

VITA VM LC OPAQUE, 10 g

Denominación	Ref. 10 g
A1	C4440110
A2	C4440210
A3	C4440310
A3.5	C4440410
B3	C4440810
D3	C4441510

VITA VM LC OPAQUE PASTE , 3 g

Denominación	Ref. 3 g
A1	C443013
A2	C443023
A3	C443033
A3.5	C443043
A4	C443053
B2	C443073
B3	C443083
B4	C443093
C1	C443103
C2	C443113
C3	C443123
C4	C443133
D2	C443143
D3	C443153
D4	C443163

VITA VM LC BASE DENTINE, 4 g

Denominación	Ref. 4 g	Asignación del esmalte
A1	C444314	ENL
A2	C444324	ENL
A3	C444334	ENL
A3.5	C444344	END
A4	C444354	END
B2	C444374	ENL
B3	C444384	END
B4	C444394	END
C1	C444404	END
C2	C444414	ENL
C3	C444424	END
C4	C444434	END
D2	C444444	END
D3	C444454	END
D4	C444464	END

Para más materiales (utilizables para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4) véase VITA VM LC 3D-MASTER

VITA ZETA[®] HLC BOND

Sistema de unión-opáquer para resinas de recubrimiento VITA ZETA



Descripción del producto

VITA ZETA HLC BOND es un sistema de unión opaco que sirve para conseguir una unión segura y resistente a la hidrólisis entre resina de recubrimiento VITA ZETA HC y metal.

Ventajas

- sirve de sistema de unión y a la vez de opáquer, de modo que se ahorra un paso de trabajo
- fuerza adhesiva optimizada gracias a su principio de acción quimicofísico

Productos VITA ZETA® HLC BOND

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA ZETA HLC BOND, 4 g

Denominación	Ref. 4 g
2M2	C43064
3M2	C43134

VITA ZETA HLC BOND COLOR, 4 g *

Denominación	Descripción	Ref. 4 g
C012	rosa	C5BC0124

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA ZETA HLC BOND Líquidos

Denominación	Descripción	Contenido	Ref.
VITA ZETA HLC BOND LIQUID	Líquido de mezcla	5 ml	C5BL5

Productos VITA ZETA® HLC BOND

Colores VITA classical A1-D4

VITA ZETA HLC BOND, 4 g

Denominación	Ref. 4 g
A2	C5B0A24
A3	C5B0A34
A3.5	C5B0A354
C2	C5B0C24
C3	C5B0C34
D3	C5B0D34

Documentación

Título	Denominación	Ref.
VITA ZETA	Instrucciones de uso	907

VITA ZETA[®] HEAT CURING COMPOSITE

Composite de recubrimiento termopolimerizable



Descripción del producto

VITA ZETA HC COMPOSITE es un composite de recubrimiento termopolimerizable homogéneo y sin metilmetacrilato.

Indicaciones

- recubrimiento de coronas, puentes y coronas telescópicas
- confección de coronas sin metal y recubrimientos totales en la zona de los dientes anteriores
- remodelación y adaptación de veneers confeccionados con dientes de resina VITA

Ventajas

- sin metilmetacrilato
- elevada resistencia a la abrasión
- gran resistencia a los disolventes
- excelentes valores de elasticidad y resiliencia, por lo que se recomienda especialmente para recubrimientos en coronas secundarias
- pasta lista para usar

Productos VITA ZETA® HEAT CURING COMPOSITE

Colores VITA SYSTEM 3D-MASTER®

VITA ZETA HC COMPOSITE DENTINE, 4 g

Denominación	Ref. 4 g	Asignación del esmalte
2M2	C47664	EN12
3M2	C47734	EN12

VITA ZETA HC COMPOSITE ENAMEL, 4 g *

Denominación	Ref. 4 g
EN11	C5HEN114
EN12	C5HEN124

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA ZETA HC COMPOSITE NECK, 4 g *

Denominación	Ref. 4 g
NE13	C5HNE134

* Utilizable para VITA SYSTEM 3D-MASTER y Colores VITA classical A1-D4

VITA ZETA HC COMPOSITE Líquidos

Denominación	Descripción	Contenido	Ref.
VITA ZETA HC COMPOSITE COATING VARNISH	Barniz de cobertura	30 ml	C5HCV30
VITA ZETA HC COMPOSITE MODELLING LIQUID	Líquido de modelado	30 ml	C5HM30

Productos VITA ZETA® HEAT CURING COMPOSITE

Colores VITA classical A1-D4

VITA ZETA HC COMPOSITE DENTINE, 4 g

Denominación	Ref. 4 g	Asignación del esmalte
A2	C5HDA24	EN11
A3	C5HDA34	EN11
A3.5	C5HDA354	EN12
C2	C5HDC24	EN12
C3	C5HDC34	EN12
D3	C5HDD34	EN12

Documentación

Título	Denominación	Ref.
VITA ZETA	Instrucciones de uso	907

Accesorios VITA Resina de recubrimiento



Producto Ref.

Coolbox C016

La temperatura ideal de almacenamiento para de las pastas VITA VM LC es de 5 a 7 °C. La VITA Coolbox es perfecta para cumplir esta función. Además, es especialmente práctica si se dispone de poco espacio: sus compactas dimensiones de 50 x 50 x 50 cm permiten que se adapte a cualquier lugar, y se puede cambiar de sitio fácilmente.



Paleta de mezclado C014

negra, de porcelana, con tapa, 8,5 x 11 cm



Otros accesorios

Cuchara graduada, de plástico	C006
Cuchara graduada para dosificar VITA VM LC Powder Opaque (0,1 ml)	C017
Bloc de mezcla (100 hojas)	C100
Soporte para pincel, blanco	FCPHW
Puntas de pincel desechables, paquete de 50 unidades	FCPS
VITA instrumento de modelado especial de coronas y puentes nº 1, de dos extremos	C003
Guía de colores VITA VM "Individual" con 16 varillas de colores vacías	B423