



SimpliShade™ Universal Composite

Bulk Fill

Elige SimpliShade™ para todas tus necesidades de obturación con composite

Simplifica tu flujo de trabajo con la familia de composites SimpliShade.

Independientemente de tu preferencia de restauración y las necesidades de tus pacientes, con SimpliShade encontrarás el composite adecuado de una marca de confianza.

SimpliShade Universal

El Arte de las restauraciones simplificadas

Resistencia duradera, estética excepcional, mimetismo, retención de brillo y refracción de la luz como el diente natural.

Colores guía VITA equivalentes

| | | |
|--------|---|--------------------------|
| LIGHT |  | A1, B1, B2, C1, D2 |
| MEDIUM |  | A2, A3, C2, D3, D4 |
| DARK |  | A3.5, A4, B3, B4, C3, C4 |

SimpliShade Jeringa 4g
P.V.P. recomendado 63,71€

SimpliShade Unidose 10 unidades
P.V.P. recomendado 50,96€

SimpliShade Unidose 20 unidades
P.V.P. recomendado 76,46€

Oferta 43€/unidad,
comprando 4

Oferta 35€/unidad,
comprando 4

Oferta 52€/unidad,
comprando 4

SimpliShade Bulk Fill

Indicado para restauraciones de clases I-V, restauraciones directas en dientes anteriores y posteriores, reconstrucción de muñones y reparación de defectos de restauraciones.

37211 jeringa x 4g
P.V.P. recomendado 66,00€

37212 Unidose (20 monodosis x 0.25g)
P.V.P. recomendado 87,50€

Oferta 43€/unidad,
comprando 4

Oferta 57€/unidad,
comprando 4

Harmonize™

Composite Universal con Tecnología ART

Restauraciones naturales, gracias a sus nanopartículas y la tecnología ART.

Disponibles en:

Esmalte: 16 colores (escala VITA), 1 XL

Dentina: 7 colores, 1 XL2

Incisal: 5 incisales translucidos

Jeringa 4g
Harmonize Jeringa

P.V.P. recomendado 84,64€

Unidose (20x0,25g)
Harmonize Unidose

P.V.P. recomendado 115,94€



Oferta

49€

Oferta

63€

Herculite® XRV Ultra™ Flow

Composite Fluido Nanohíbrido

Incorpora un aditivo reológico que ayuda a reducir la tensión superficial a medida que el material entra en contacto con la superficie del diente bajo presión, lo que le permite fluir hasta los límites de la restauración.

El mismo aditivo fomenta una mayor tensión superficial después de que se ha colocado el material. La fórmula también garantiza resistencia a la flexión, así como una excelente retención del brillo y una fácil capacidad de pulido.

| | |
|-------|-----------------|
| 35407 | A1 |
| 35408 | A2 |
| 35409 | A3 |
| 35410 | A3.5 |
| 35411 | A4 |
| 35412 | B1 |
| 35413 | B2 |
| 35414 | C2 |
| 35415 | D2 |
| 35418 | Universal Opaco |
| 35416 | XL1 |
| 35417 | XL2 |

Contenido
2 jeringas (2 g cada una), 20 puntas de dispensación

P.V.P. recomendado 60,03€



Oferta

39€/unidad,
comprando 4

OptiBond™ Universal

Adhesivo Universal de un componente

Ofrece una resistencia de adhesión confiable para todas las superficies y sustratos, en cualquier técnica de grabado. Eficacia y flexibilidad por fin juntas.

- Una botella, una capa
- Resistencia comprobada
- Versatilidad total
- Protección contra la sensibilidad posoperatoria

36519 Botella 5ml

P.V.P. recomendado 124,96€




Oferta

76€/unidad,
comprando 4

MetaFix™

MetaFix™ All-in-One es una matriz con un innovador sistema integrado de apertura y ajuste.



| MetaFix™ – Reposiciones | | | | |
|----------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|--------------------------|--------|
| Medida | Perímetro máx de la matriz abierta | Perímetro máx de la matriz cerrada | Altura del área proximal | C x 50 |
| Pequeña (premolar) | 27 mm | 19 mm | 6.7 mm | 3601 |
| Mediana (Molar normal) | 33 mm | 25 mm | 6.3 mm | 3602 |
| Grande (Molar grande) | 40 mm | 32 mm | 7.8 mm | 3603 |

Reposiciones MetaFix

P.V.P. recomendado 85,16€

Oferta **47€/unidad, comprando 3**

Optidisc®

El disco para todas sus necesidades de acabado y pulido

| Tipo de disco | Indicado para | Anterior Superficie convexa o plana | Posterior Superficie convexa o plana | Zona interproximal |
|--------------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|
| Extragrueso C x 80 | Desbastado y contorneado Para ajustar la forma geométrica primaria. | | | |
| Grueso/Medio C x 100 | Acabado Para retirar el composite sobrante, modelar la anatomía oclusal, fisuras linguales y anatomía secundaria. | | | |
| Fino C x 100 | Pulido Para eliminar las marcas de superficie y reducir la rugosidad superficial a menos de Ra = 0,35 µm. | | | |
| Extrafino C x 100 | Pulido con brillo elevado Para reducir la rugosidad superficial a fin de obtener un brillo elevado por debajo de Ra = 0,2 µm. | | | |

Optidisc Reposiciones

P.V.P. recomendado 39,18€

Oferta **16€/unidad, comprando 2**

Kerr™

PROFILAXIS/CONTROL INFECCIÓN

Minicepillos Hawe

Minicepillos Hawe con cerdas de nailon para limpieza y pulido de dientes.

Están diseñados para colocarse en un cabezal de contrángulo, cargarse con pasta profiláctica para limpiar/pulir dientes naturales, así como empastes de ionómero de vidrio, de composite o metálicos.



835/100 Caja de 100

P.V.P. recomendado 82,73€

Oferta **35€/unidad, comprando 2**

Maxcem Elite™

Cemento de Resina Universal

Un cemento para cubrir todas sus necesidades*

* Para restauraciones que requieran aún más resistencia, combine Maxcem Elite Universal con OptiBond Universal.


Técnica de Cementación de restauraciones indirectas (excluyendo Carillas) con Maxcem Elite Universal y Optibond Universal

Maxcem Elite™

Cemento de resina universal

I. Preparación de la restauración

Disilicato de litio/porcelana 30 PSI




Metal/Zirconia 60 PSI
Composite 15 PSI



II. Preparación del Adhesivo* Unidosis

Unidose™


*Opcional




Botella



IIIa. Aplicación del Adhesivo*



IIIb. Procedimiento de cementación de restauración indirecta (excluidas las carillas)



Kerr



Reposiciones

2 Jeringas Automix x 5g + puntas
34058 Clear
34059 White
34060 Opaque
34061 Yellow

P.V.P. recomendado 154,59€

Oferta

88€/unidad,
comprando 4

NX3

Cemento de resina de fraguado dual

NX3 es un sistema de cemento de resina permanente, indicado para todas las aplicaciones indirectas

NX3 se puede utilizar con un sistema de adhesión de grabado total, grabado selectivo o autograbado

Contenido: 5g Jeringa Automix Dual Cure
33644 - Blanco
33645 - Amarillo
33646 Blanqueamiento
33647 Blanco Opaco

P.V.P. recomendado 122,05€



Oferta

79€/unidad,
comprando 5